

ΔCCUMAX

КАЧЕСТВО
ТОЧНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ



helicon

ДОЗАТОРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ACCUMAX

Accumax Lab Devices Pvt. Ltd – один из ведущих мировых производителей оборудования для дозирования и расходных материалов, использующихся в лабораториях биологического, химического, медицинского профилей. Компания была основана в 2003 году и базируется в городе Гандинагар (Индия).

Ассимах самостоятельно осуществляет полный цикл производства, начиная с проектирования, литья под давлением, сборки, калибровки и заканчивая упаковкой готовой продукции. Ассимах располагает чистыми производственными помещениями класса 100 000, а также аккредитованной в соответствии с ISO 17025 калибровочной лабораторией и научно-исследовательским центром. Благодаря тщательным проверкам на каждом этапе производства, включая упаковку и отправку товара, бренд пользуется прекрасной репутацией за рубежом, а его продукция экспортируется в 130 стран мира.

Компания имеет сертификаты о соответствии стандартам системы менеджмента качества ISO 9001-2015, ISO 13485-2016.

С 2021 года Компания Хеликон является официальным поставщиком продукции Ассимах на территории Российской Федерации.

Портфолио, доступное к заказу, включает механические и электронные дозаторы, наконечники с фильтром и без фильтра, микроцентрифужные пробирки и центрифужные пробирки типа Falcon.

ДОЗАТОРЫ ACCUMAX FAB

- Варианты дозаторов: одноканальные с фиксированным объемом; одноканальные и 8/12-канальные с регулируемым объемом.
- Минимальный объем дозирования — 0,1 мкл, максимальный объем дозирования 10 000 мкл.
- Эргономичный дизайн.
- Поршневой механизм снабжен магнитом, что обеспечивает минимальное усилие при дозировании и высокую воспроизводимость результатов.
- Дозаторы полностью автоклавируемые и стойкие к ультрафиолетовому излучению.
- Четырехзначный счетчик объема для точной настройки.
- Сбрасыватель наконечника со встроенным амортизатором для уменьшения воздействия на большой палец.
- Фиксатор установленного объема предотвращает случайное отклонение объема и обеспечивает стабильные результаты.
- Цветовая кодировка для легкой идентификации.
- На механические дозаторы Accumax Fab* получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2024/23565 от 06 сентября 2024 года. Дозаторы* внесены в Государственный реестр средств измерения (реестровый номер № 92907-24).

* - кроме 8/12-канальных дозаторов с диапазоном дозирования 120-1200 мкл.



Информация для заказа

Одноканальные дозаторы ACCUMAX FAB					
Дозаторы с регулируемым объемом			Дозаторы с фиксированным объемом		
Кат. номер	Диапазон дозирования [мкл]	Дискретность [мкл]	Кат. номер	Объем дозирования [мкл]	Дискретность [мкл]
AFV-2.5	0,1-2,5	0,002	AFF-205	2,5	-
AFV-10	0,5-10	0,02	AFF-5	5	-
AFV-20	2-20	0,02	AFF-10	10	-
AFV-50	5-50	0,1	AFF-20	20	-
AFV-100	10-100	0,1	AFF-25	25	-
			AFF-50	50	-
AFV-200	20-200	0,2	AFF-100	100	-
AFV-300	30-300		AFF-200	200	-
AFV-1000	100-1000	1	AFF-250	250	-
			AFF-500	500	-
AFV-5000	500-5000	10	AFF-1000	1000	-
			AFF-2000	2000	-
AFV-10000	1000-10000	20	AFF-5000	5000	-
			AFF-10000	10000	-

Информация для заказа

Многоканальные дозаторы ACCUMAX FAB					
8-канальные дозаторы			12-канальные дозаторы		
Кат. номер	Диапазон дозирования [мкл]	Дискретность [мкл]	Кат. номер	Диапазон дозирования [мкл]	Дискретность [мкл]
AFM8-010	0,5-10	0,02	AFM12-010	0,5-10	0,02
AFM8-020	2-20	0,02	AFM12-020	2-20	0,02
AFM8-050	5-50	0,1	AFM12-050	5-50	0,1
AFM8-100	10-100	0,1	AFM12-100	10-100	0,1
AFM8-200	20-200	0,2	AFM12-200	20-200	0,2
AFM8-300	30-300	0,2	AFM12-300	30-300	0,2
AFM8-1200	120-1200	1	AFM12-1200	120-1200	1

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОЗАТОРЫ ACCUMAX

- Варианты дозаторов: одноканальные, 8/12-канальные.
- Минимальный объем дозирования – 0,5 мкл, максимальный объем дозирования – 5000 мкл.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Цветовая кодировка для легкой идентификации.
- Сенсорный магнитный поршень обеспечивает точное дозирование.
- Пять режимов дозирования: прямое дозирование, обратное дозирование, многократное дозирование, дозирование со смешиванием, дозирование с разбавлением.
- Сохранение в памяти до 3 рабочих методов.
- Дозаторы откалиброваны в соответствии со стандартами ISO 8655-6 в аккредитованной лаборатории (ISO 17025).
- Автокалибровка по трем точкам.
- Батарея обеспечивает до 5 часов непрерывной работы после полной зарядки.
- Спящий режим для экономии заряда батареи, когда дозатор не используется.



Информация для заказа

Одноканальные электронные дозаторы		
Кат. номер	Диапазон дозирования [мкл]	Дискретность [мкл]
Ac-AE-10	0,5-10	0,01
Ac-AE-100	5-100	0,10
Ac-AE-200	10-200	0,10
Ac-AE-1000	50-1000	1,00
Ac-AE-5000	250-5000	5,00

Информация для заказа

Многоканальные электронные дозаторы					
8-канальные дозаторы			12-канальные дозаторы		
Кат. номер	Диапазон дозирования [мкл]	Дискретность [мкл]	Кат. номер	Диапазон дозирования [мкл]	Дискретность [мкл]
Ac-AE-8-10	0,5-10	0,01	Ac-AE-12-10	0,5-10	0,01
Ac-AE-8-20	2-20	0,01	Ac-AE-12-20	2-20	0,01
Ac-AE-8-100	5-100	0,10	Ac-AE-12-100	5-100	0,10
Ac-AE-8-200	10-200	0,10	Ac-AE-12-200	10-200	0,10
Ac-AE-8-300	15-300	0,10	Ac-AE-12-300	15-300	0,10

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ

- Изготовлены на полностью автоматизированном производстве в чистом помещении класса 100 000.
- Материал изготовления: первичный полипропилен медицинского класса, соответствующий требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, США).
- Сертифицированы на отсутствие ДНКаЗ, РНКаЗ, человеческой ДНК, эндотоксинов.
- Варианты наконечников: с фильтром и без фильтра, стерильные и нестерильные.
- Специально разработанные гидрофобные фильтры предотвращают попадание аэрозолей и загрязнений в пипетку, снижая риск перекрестного загрязнения.
- Наконечники серии Low Retention с гидрофобной поверхностью обеспечивают максимальную защиту от потерь образца.
- Все наконечники имеют градуировку для визуального контроля, что минимизирует риск ошибки при дозировании.
- Наконечники не содержат каких-либо смягчителей, способных оказывать влияние на результаты отбора проб.
- Наконечники адаптированы для использования с дозаторами различных производителей.
- Варианты упаковки: в штативах, в сменных блоках, россыпью в пакетах, в индивидуальной стерильной упаковке.
- Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора № РЗН 2024/23924 от 07.11.2024 г. на стерильные наконечники.
- Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора № РЗН 2024/23923 от 06.11.2024 г. на нестерильные наконечники.



Информация для заказа

Кат. номер	Описание	Тип упаковки	Количество в транспортной коробке
AT-10-B	Наконечники объемом 10 мкл	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10-S-B	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10-S-L-B	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные, Low Retention	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10-F-B	Наконечники объемом 10 мкл, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10-S-F-B	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10-S-L-F-B	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10-R	Наконечники объемом 10 мкл	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10-S-R	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10-F-R	Наконечники объемом 10 мкл, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10-S-L-R	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные, Low Retention	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10-S-F-R	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10-S-L-F-R	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10-K	Наконечники объемом 10 мкл	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10-S-K	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10-S-L-K	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные, Low Retention	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10-F-K	Наконечники объемом 10 мкл, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10-S-F-K	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10-S-L-F-K	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10-S-L-W	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные, Low Retention	Индивидуальная упаковка	2000 наконечников / коробка
AT-10-S-L-F-W	Наконечники объемом 10 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Индивидуальная упаковка	2000 наконечников / коробка

Информация для заказа

Кат. номер	Описание	Тип упаковки	Количество в транспортной коробке
AT-10XL-S-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10XL-S-L-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10XL-F-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10XL-S-F-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10XL-S-L-F-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10XL-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-S-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-F-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-S-L-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-S-F-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-S-L-F-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-S-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-S-L-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-F-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, с фильтром,	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-S-F-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XL-S-L-F-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок

Информация для заказа

Кат. номер	Описание	Тип упаковки	Количество в транспортной коробке
AT-10XN-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10XN-S-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10XN-S-L-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10XN-F-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10XN-S-F-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10XN-S-L-F-B	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 40 упаковок
AT-10XN-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XN-S-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XN-S-L-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XN-F-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XN-S-F-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XN-S-L-F-R	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XN-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XN-S-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XN-S-L-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XN-F-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-10XN-S-F-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок

Информация для заказа

Кат. номер	Описание	Тип упаковки	Количество в транспортной коробке
AT-10XN-S-L-F-K	Наконечники объемом 10 мкл, удлиненные, стерильные, Low Retention, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-20-F-B	Наконечники объемом 20 мкл, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-20-S-F-B	Наконечники объемом 20 мкл, стерильные, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-20-S-L-F-B	Наконечники объемом 20 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-20-F-R	Наконечники объемом 20 мкл, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-20-S-F-R	Наконечники объемом 20 мкл, стерильные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-20-S-L-F-R	Наконечники объемом 20 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-20-F-K	Наконечники объемом 20 мкл, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-20-S-F-K	Наконечники объемом 20 мкл, стерильные, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-20-S-L-F-K	Наконечники объемом 20 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-50-F-B	Наконечники объемом 50 мкл, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-50-S-F-B	Наконечники объемом 50 мкл, стерильные, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-50-S-L-F-B	Наконечники объемом 50 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
Ac-AT-50-F-R	Наконечники объемом 50 мкл, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-50-S-F-R	Наконечники объемом 50 мкл, стерильные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-50-S-L-F-R	Наконечники объемом 50 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-50-F-K	Наконечники объемом 50 мкл, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-50-S-F-K	Наконечники объемом 50 мкл, стерильные, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок

Информация для заказа

Кат. номер	Описание	Тип упаковки	Количество в транспортной коробке
AT-50-S-L-F-K	Наконечники объемом 50 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-100-F-B	Наконечники объемом 100 мкл, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-100-S-F-B	Наконечники объемом 100 мкл, стерильные, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-100-S-L-F-B	Наконечники объемом 100 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-100-F-R	Наконечники объемом 100 мкл, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-100-S-F-R	Наконечники объемом 100 мкл, стерильные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-100-S-L-F-R	Наконечники объемом 100 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-100-F-K	Наконечники объемом 100 мкл, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-100-S-F-K	Наконечники объемом 100 мкл, стерильные, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-100-S-L-F-K	Наконечники объемом 100 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-B	Наконечники объемом 200 мкл	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-200-S-B	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-200-S-L-B	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные, Low Retention	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-200-F-B	Наконечники объемом 200 мкл, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-200-S-F-B	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-200-R	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
Ac-AT-200-R	Наконечники объемом 200 мкл	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-S-R	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок

Информация для заказа

Кат. номер	Описание	Тип упаковки	Количество в транспортной коробке
AT-200-S-L-R	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные, Low Retention	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-F-R	Наконечники объемом 200 мкл, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-S-F-R	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-S-L-F-R	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-K	Наконечники объемом 200 мкл	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-S-K	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-S-L-K	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные, Low Retention	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-F-K	Наконечники объемом 200 мкл, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-S-F-K	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-S-L-F-K	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200-S-W	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные (в индивидуальной упаковке)	Индивидуальная упаковка	2000 наконечников / коробка
AT-200-S-L-W	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные, Low Retention (в индивидуальной упаковке)	Индивидуальная упаковка	2000 наконечников / коробка
AT-200-S-L-F-W	Наконечники объемом 200 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром (в индивидуальной упаковке)	Индивидуальная упаковка	2000 наконечников / коробка
AT-200XL-B	Наконечники объемом 300 мкл	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-200XL-S-B	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-200XL-S-L-B	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные, Low Retention	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-200XL-F-B	Наконечники объемом 300 мкл, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-200XL-S-F-B	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок

Информация для заказа

AT-200XL-S-L-F-B	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-200XL-R	Наконечники объемом 300 мкл	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-S-R	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-S-L-R	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные, Low Retention	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-F-R	Наконечники объемом 300 мкл, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-S-F-R	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-S-L-F-R	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-K	Наконечники объемом 300 мкл	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-S-K	Наконечники объемом 300 мкл, удлиненные, стерильные	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-S-L-K	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные, Low Retention	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-F-K	Наконечники объемом 300 мкл, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-S-F-K	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-S-L-F-K	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-200XL-S-L-W	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные, Low Retention (в индивидуальной упаковке)	Индивидуальная упаковка	2000 наконечников / коробка
AT-200XL-S-L-F-W	Наконечники объемом 300 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром (в индивид. упаковке)	Индивидуальная упаковка	2000 наконечников / коробка
AT-1000-B	Наконечники объемом 1000 мкл	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-1000-S-B	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-1000-S-L-B	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные, Low Retention	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок

Информация для заказа

AT-1000-F-B	Наконечники объемом 1000 мкл, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-1000-S-F-B	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-1000-S-L-F-B	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Россыпью в пакете	1000 наконечников × 20 упаковок
AT-1000-R	Наконечники объемом 1000 мкл	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000-S-R	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000-S-L-R	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные, Low Retention	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000-F-R	Наконечники объемом 1000 мкл, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000-S-F-R	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000-S-L-F-R	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000-K	Наконечники объемом 1000 мкл	Сменный блок	96 наконечников × 5 штативов × 10 упаковок
AT-1000-S-K	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные	Сменный блок	96 наконечников × 5 штативов × 10 упаковок
AT-1000-S-L-K	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные, Low Retention	Сменный блок	96 наконечников × 5 штативов × 10 упаковок
AT-1000-F-K	Наконечники объемом 1000 мкл, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 6 штативов × 10 упаковок
AT-1000-S-F-K	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 6 штативов × 10 упаковок
AT-1000-S-L-F-K	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 6 штативов × 10 упаковок
AT-1000-S-W	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные	Индивидуальная упаковка	1000 наконечников / коробка
AT-1000-S-L-W	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные, Low Retention	Индивидуальная упаковка	1000 наконечников / коробка
AT-1000-S-L-F-W	Наконечники объемом 1000 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Индивидуальная упаковка	1000 наконечников / коробка
AT-1000XL-B	Наконечники объемом 1250 мкл	Россыпью в пакете	500 наконечников × 20 упаковок

Информация для заказа

AT-1000XL-S-B	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные	Россыпью в пакете	500 наконечников × 20 упаковок
AT-1000XL-S-L-B	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные, Low Retention	Россыпью в пакете	500 наконечников × 20 упаковок
AT-1000XL-F-B	Наконечники объемом 1250 мкл, с фильтром	Россыпью в пакете	500 наконечников × 20 упаковок
AT-1000XL-S-F-B	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные, с фильтром	Россыпью в пакете	500 наконечников × 20 упаковок
AT-1000XL-S-L-F-B	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Россыпью в пакете	500 наконечников × 20 упаковок
AT-1000XL-R	Наконечники объемом 1250 мкл	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-S-R	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-S-L-R	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные, Low Retention	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-F-R	Наконечники объемом 1250 мкл, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-S-F-R	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-S-L-F-R	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Штатив	96 наконечников × 10 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-K	Наконечники объемом 1250 мкл	Сменный блок	96 наконечников × 6 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-S-K	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные	Сменный блок	96 наконечников × 6 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-S-L-K	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные, Low Retention	Сменный блок	96 наконечников × 6 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-F-K	Наконечники объемом 1250 мкл, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 6 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-S-F-K	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 6 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-S-L-F-K	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Сменный блок	96 наконечников × 6 штативов × 10 упаковок
AT-1000XL-S-L-W	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные, Low Retention	Индивидуальная упаковка	500 наконечников / коробка
AT-1000XL-S-L-F-W	Наконечники объемом 1250 мкл, стерильные, Low Retention, с фильтром	Индивидуальная упаковка	500 наконечников / коробка

Информация для заказа

AT-5000A	Наконечники объемом 5 мл, совместимые с дозаторами Eppendorf/Sartorius, Accumax (серии Va-Fa/Pro)	Россыпью в пакете	100 Наконечников × 10 Упаковок
AT-10000A	Наконечники объемом 10 мл, совместимые с дозаторами Thermo, Accumax (серии Va-Fa/Pro)	Россыпью в пакете	100 Наконечников × 10 Упаковок
AT-5000A-S	Наконечники объемом 5 мл, стерильные, совместимые с дозаторами Eppendorf, Sartorius, Accumax (серии Va-Fa/Pro)	Россыпью в пакете	100 Наконечников × 10 Упаковок
AT-10000A-S	Наконечники объемом 10 мл, стерильные, совместимые с дозаторами Thermo, Accumax (серии Va-Fa/Pro)	Россыпью в пакете	100 Наконечников × 10 Упаковок
AT-5000B	Наконечники объемом 5 мл, совместимые с дозаторами Accumax (серии Fab/Smart/Electronic), HTL, Gilson	Россыпью в пакете	100 Наконечников × 10 Упаковок
AT-10000B	Наконечники объемом 10 мл, совместимые с дозаторами Accumax (серии Fab/Smart), Eppendorf, Sartorius, Gilson	Россыпью в пакете	100 Наконечников × 10 Упаковок
AT-5000B-S	Наконечники объемом 5 мл, стерильные, совместимые с дозаторами Accumax (серии Fab/Smart/Electronic), HTL, Gilson	Россыпью в пакете	100 Наконечников × 10 Упаковок
AT-10000B-S	Наконечники объемом 10 мл, стерильные, совместимые с дозаторами Accumax (серии Fab/Smart), Eppendorf, Sartorius, Gilson	Россыпью в пакете	100 Наконечников × 10 Упаковок

Примечания

Наконечники Accumax сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз и эндотоксинов. Документы и сертификаты, относящиеся к конкретной партии, могут быть предоставлены по запросу. Для заказа доступны наконечники объемом 200 мкл желтого цвета и наконечники объемом 1000 мкл синего цвета во всех вариантах исполнения, кроме Low Retention.

ДОЗАТОР ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ПИПЕТОК ACCUMAX PIPETTE CONTROLLER

Дозатор предназначен для использования со сменными пластиковыми и стеклянными серологическими пипетками.

- Объем дозирования: 0,1–100 мл.
- Принцип работы: воздушное замещение.
- Три режима скорости. Н: быстрая аспирация и быстрое дозирование; L: медленная аспирация и медленное дозирование; G: медленное дозирование под действием силы тяжести.
- Конус дозатора и операционные кнопки зеленого, красного, синего или оранжевого цвета.
- Перезаряжаемые NiMH-аккумуляторы, обеспечивающие до 8 часов непрерывной работы.
- Автоклавируемый конус наконечника для предотвращения перекрестного загрязнения.



В комплект поставки входят:

- Штатив для крепления на стену.
- Штатив-подставка для размещения дозатора на рабочем столе.
- Гидрофобный мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм – 2 шт.
- Гидрофобный мембранный фильтр с размером пор 0,22 мкм – 1 шт.
- Зарядное устройство.

Информация для заказа

Кат. номер	Наименование
Ас-PH01-G	Дозатор Pipette Controller, цвет зеленый
Ас-PH01-R	Дозатор Pipette Controller, цвет красный
Ас-PH01-B	Дозатор Pipette Controller, цвет синий
Ас-PH01-O	Дозатор Pipette Controller, цвет оранжевый

ФЛАКОН-ДИСПЕНСЕР ACCUMAX BOTTLE TOP DISPENSER

- Минимальный объем дозирования – 0,25 мл, максимальный объем дозирования – 100 мл.
- Необходимый объем быстро и легко устанавливается на градуированной шкале с четкими цифровыми обозначениями.
- Материал диспенсера обладает высокой устойчивостью к действию кислот, щелочей, органических растворителей.
- Рециркуляционный клапан* на трубке для дозирования для слива жидкости обратно во флакон.
- Телескопическая аспирационная трубка с регулировкой длины, совместимая с бутылками высотой от 170 до 300 мм.
- Возможность поворота дозатора на 360° по отношению к переходнику на горловине бутылки.
- Наличие функции блокировки устройства для предотвращения случайного разлива жидкости.
- Возможность самостоятельной калибровки.
- Дозатор полностью автоклавируемый.
- На диспенсере установлена резьба 32 мм. В комплекте с дозатором идут насадки на форматы резьбы: 28, 38, 40, 45 мм.




*** Опционально.**

Информация для заказа

Флакон-диспенсер BOTTLE TOP DISPENSER		
Диапазон дозирования (мл)	Без рециркуляционного клапана, кат. номер	С рециркуляционным клапаном, кат. номер
0.25-2.5	Ac-AD - 2.5	Ac-ADR - 2.5
0.5-5	Ac-AD - 05	Ac-ADR - 05
1-10	Ac-AD - 10	Ac-ADR - 10
2.5-25	Ac-AD - 25	Ac-ADR - 25
2.5-30	Ac-AD - 30	Ac-ADR - 30
5-50	Ac-AD - 50	Ac-ADR - 50
5-60	Ac-AD - 60	Ac-ADR - 60
10-100	Ac-AD - 100	Ac-ADR - 100

МИКРОЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ

- Объем пробирок: 0,5 мл, 1,7 мл, 2 мл.
- Материал изготовления: первичный полипропилен.
- Стерильные и нестерильные.
- Легко прокалываемая плоская защелкивающаяся крышка.
- Наличие матовой области для маркировки на крышке и боковой поверхности пробирок.
- Крупная четкая градуировка на корпусе пробирки.
- Возможность центрифугирования до ускорения 20 000 g.
- Пробирки бесцветные или янтарного цвета (светозащитные).
- Специальная серия пробирок Low Retention с гидрофобной внутренней поверхностью.
- Выдерживают температуру от -80 до +121°C, автоклавируемые.
- Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов.



Информация для заказа

Кат. номер	Описание	Тип упаковки	Количество в упаковке	Количество в транспортной коробке
Ас-АСТ-005-В	Микропробирки объемом 0,5 мл	Россыпью	1000 пробирок	1000 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-005-В-S	Микропробирки объемом 0,5 мл, стерильные	Россыпью	1000 пробирок	1000 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-005-Л-В-S	Микропробирки объемом 0,5 мл, Low Retention, стерильные	Россыпью	1000 пробирок	1000 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-005-В-А	Микропробирки объемом 0,5 мл, янтарного цвета	Россыпью	1000 пробирок	1000 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-005-В-S-А	Микропробирки объемом 0,5 мл, янтарного цвета, стерильные	Россыпью	1000 пробирок	1000 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-017-В	Микропробирки объемом 1,7 мл	Россыпью	1000 пробирок	1000 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-017-В-S	Микропробирки объемом 1,7 мл, стерильные	Россыпью	1000 пробирок	1000 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-017-Л-В-S	Микропробирки объемом 1,7 мл, Low Retention, стерильные	Россыпью	1000 пробирок	1000 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-017-В-А	Микропробирки объемом 1,7 мл, янтарного цвета	Россыпью	1000 пробирок	1000 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-017-В-S-А	Микропробирки объемом 1,7 мл, янтарного цвета, стерильные	Россыпью	1000 пробирок	1000 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-020-В	Микропробирки объемом 2,0 мл	Россыпью	500 пробирок	500 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-020-В-S	Микропробирки объемом 2,0 мл, стерильные	Россыпью	500 пробирок	500 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-020-Л-В-S	Микропробирки объемом 2,0 мл, Low Retention стерильные	Россыпью	500 пробирок	500 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-020-В-А	Микропробирки объемом 2,0 мл, янтарного цвета	Россыпью	500 пробирок	500 пробирок × 10 упаковок
Ас-АСТ-020-В-S-А	Микропробирки объемом 2,0 мл, янтарного цвета, стерильные	Россыпью	500 пробирок	500 пробирок × 10 упаковок

ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ

- Объем пробирок: 15 мл, 50 мл.
- Варианты исполнения: с коническим дном (15, 50 мл), свободностоящие (50 мл).
- Пробирки изготовлены из первичного полипропилена, крышки – из полиэтилена высокой плотности.
- Стерильные и нестерильные.
- Наличие на боковой поверхности пробирок области белого цвета для маркировки.
- Крупная четкая градуировка на корпусе пробирки.
- Возможность центрифугирования до ускорения 17 000 g.
- Имеют стандартные размеры и совместимы со всеми роторами, предназначенными для пробирок данного типа.
- Сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов.
- Различные варианты упаковки: в индивидуальной упаковке, в штативах или россыпью в пакетах.



Информация для заказа

Кат. номер	Описание	Тип упаковки	Количество в упаковке	Количество в транспортной коробке
Ас-АСТ-15-В	Пробирки объемом 15 мл	Россыпью	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-15-Р	Пробирки объемом 15 мл	Штатив	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-15-В-С	Пробирки объемом 15 мл, стерильные	Россыпью	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-15-Р-С	Пробирки объемом 15 мл, стерильные	Штатив	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-15-С-В	Пробирки объемом 15 мл, стерильные	Индивидуальная упаковка	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-15-В-А	Пробирки объемом 15 мл, янтарного цвета	Россыпью	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-50-В	Пробирки объемом 50 мл	Россыпью	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-50-Р	Пробирки объемом 50 мл	Штатив	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-50-В-С	Пробирки объемом 50 мл, стерильные	Россыпью	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-50-Р-С	Пробирки объемом 50 мл, стерильные	Штатив	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-50-С-В	Пробирки объемом 50 мл, стерильные	Индивидуальная упаковка	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-50-В-А	Пробирки объемом 50 мл, янтарного цвета	Россыпью	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-50-К-В	Пробирки объемом 50 мл, с юбкой устойчивости	Россыпью	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-50-К-В-С	Пробирки объемом 50 мл, стерильные, с юбкой устойчивости	Россыпью	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-50-К-С-В	Пробирки объемом 50 мл, стерильные, с юбкой устойчивости	Индивидуальная упаковка	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок
Ас-АСТ-50-К-В-А	Пробирки объемом 50 мл, янтарного цвета, с юбкой устойчивости	Россыпью	25 пробирок	25 пробирок × 20 упаковок

The logo for Helicon, featuring the word "helicon" in a stylized, italicized blue font.

Единый телефон
8 800 770 71 21
бесплатный звонок по России

ООО «Компания Хеликон», г. Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
Адрес центрального отдела продаж
в г. Москве: Кутузовский проспект, д. 88

