



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

- Иммунохимия
- Коагулология
- Анализ микроценоза влагилицца
- Биохимия
- Гематология
- Анализ мочи



## О компании»

Компания DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD. базируется в городе Чанчунь - сердце Северо-Восточного Китая, и занимается поставкой первоклассного лабораторного оборудования, заслужившего признание медицинских учреждений по всему миру.

С момента основания в 1992-ом году, компания DIRUI целенаправленно занималась исследованиями, развитием, производством и продажей высококачественной продукции медицинского назначения (медицинское оборудование, реагенты для диагностических исследований, а также реагенты для иммунологических исследований). В портфолио компании представлены не только наиболее передовые технологии Китая в области медицины, но и передовые технологии мирового уровня. Более того, DIRUI принадлежит ряд национальных патентов на изобретения, а вся продукция компании маркируется знаком CE, что говорит о высоком уровне качества производимых изделий. Будучи первой компанией, которая применила технологию тест-полосок для уриноанализа anti-VC и контроль качества, DIRUI ещё и стала первой, на Китайском внутреннем рынке, компанией, которая начала производить автоматический биохимический анализатор, такой как зарекомендовавший себя биохимический анализатор CS-800, и автоматический анализатор мочи H-800. Гематологические анализаторы серии BF и анализаторы мочевого осадка серии FUS созданы на основе первоклассной технологии, которая обеспечивает стабильные результаты высокого качества и простоту использования. Анализатор микроценоза влагалища создан на базе лучшей в мире технологии, основанной на сухом химическом исследовании гинекологических выделений и встроенном морфологическом анализе, и открывает новую эру исследований с использованием гинекологических выделений. С запуском в производство фирменной системы иммунологического анализа с помощью технологии хемолюминисценции, компания DIRUI сделает ещё один шаг на пути к званию поставщика полного спектра лабораторного оборудования.

Производство компании сертифицировано в соответствии со стандартами ISO9001 и ISO13485. Благодаря тому, что во главу идеологии компании было поставлено качество, как наиболее важная составляющая деятельности, DIRUI надёжно закрепилась в международной медицинской промышленности и будет продолжать стремиться обеспечивать своих клиентов непрерывно совершенствующейся продукцией и услугами.



# Содержание >>

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Иммунохимия</b>                                                 | <b>1</b>  |
| Новинка CM-180 Хемилюминесцентный иммуноферментный анализатор----- | 01        |
| <b>Коагулология</b>                                                | <b>3</b>  |
| Новинка BCA-1000 Автоматический коагулометр-----                   | 03        |
| <b>Анализ микроценоза влагалища</b>                                | <b>4</b>  |
| Новинка GMD-S600 Анализатор микроценоза влагалища-----             | 04        |
| <b>Биохимия</b>                                                    | <b>5</b>  |
| DR-7000D Полуавтоматический биохимический анализатор-----          | 05        |
| Новинка CS-T180 Автоматический биохимический анализатор-----       | 06        |
| CS-T240 Автоматический биохимический анализатор-----               | 07        |
| CS-300B Автоматический биохимический анализатор-----               | 08        |
| CS-400 Автоматический биохимический анализатор-----                | 09        |
| Новинка CS-480 Автоматический биохимический анализатор-----        | 10        |
| CS-600B Автоматический биохимический анализатор-----               | 11        |
| Новинка CS-680 Автоматический биохимический анализатор-----        | 12        |
| CS-1200 Автоматический биохимический анализатор-----               | 13        |
| CS-1300B Автоматический биохимический анализатор-----              | 14        |
| CS-1600 Автоматический биохимический анализатор-----               | 16        |
| CS-4000 Автоматический биохимический анализатор-----               | 18        |
| CS-6400 Автоматический биохимический анализатор-----               | 19        |
| Контроли и калибраторы-----                                        | 20        |
| Наборы реагентов для биохимического анализа-----                   | 21        |
| <b>Гематология</b>                                                 | <b>23</b> |
| Новинка BCC-3900 Гематологический анализатор-----                  | 23        |
| BCC-3600 Гематологический анализатор-----                          | 24        |
| BF-6500 Гематологический анализатор-----                           | 25        |
| BF-6800 Гематологический анализатор-----                           | 26        |
| BF-6880 Гематологический анализатор-----                           | 27        |
| Новинка BF-6900CRP Гематологический анализатор-----                | 28        |
| <b>Анализ мочи</b>                                                 | <b>29</b> |
| H-100 Полуавтоматический анализатор мочи-----                      | 29        |
| H-500 Полуавтоматический анализатор мочи-----                      | 30        |
| H-800 Автоматический анализатор мочи-----                          | 31        |
| FUS-100 Анализатор осадка мочи-----                                | 32        |
| Автоматическая система для анализа мочи (FUS-100 & H-800)-----     | 33        |
| Новинка FUS-1000 Гибридный анализатор мочи-----                    | 34        |
| FUS-2000 Гибридный анализатор мочи-----                            | 35        |
| Новинка FUS-3000Plus Гибридный анализатор мочи-----                | 37        |
| Контрольные растворы-----                                          | 38        |
| Диагностические тест-полоски для анализа мочи-----                 | 39        |

# СМ-180

Новинка

## Хемилюминесцентный иммуноферментный анализатор



Хемилюминесцентный иммуноферментный анализатор СМ-180 - это новейшее оборудование напольного типа, в котором использованы технологии хемилюминесцентного тестирования, обеспечивающие стабильный и точный результат. Оборудование оснащено откидной стойкой с компьютером и сенсорным экраном, благодаря чему сокращается количество занимаемого пространства и повышается удобство использования. СМ-180 станет неотъемлемой частью Вашей лаборатории.

### Характеристики анализатора

- Производительность: 180 тестов в час
- Загрузка образцов: до 90 образцов за одну загрузку.
- Утилизируемый кончик - предотвращает избыточность материала, «умный» и чувствительный утилизируемый кончик с технологией фиксации уровня давления, своевременно обнаруживает пузырьки и сгустки.
- Реагентный диск: 25 каналов, реагенты можно заменять в любом порядке

| Комплектные Реагенты               | Объём           | Упаковка    |
|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Алькаиновый реагент                | 500мл/бутылочка | 1 бутылочка |
| Щелочной реагент                   | 500мл/бутылочка | 1 бутылочка |
| Концентрированный отмывочный буфер | 1л/бутылочка    | 1 бутылочка |

## CM-180

Реагенты для Иммуноферментного Анализатора

| Анализы                 | Аббр.    | Полное название                                                | Упаковка         |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Тироидная панель        | FT4      | Тироксин свободный                                             | 100 тестов/набор |
|                         | FT3      | Трийодтиронин свободный                                        | 100 тестов/набор |
|                         | T4       | Тироксин                                                       | 100 тестов/набор |
|                         | T3       | Трийодтиронин                                                  | 100 тестов/набор |
|                         | TG       | Тиреоглобулин                                                  | 100 тестов/набор |
|                         | TSH      | Тиреотропный гормон                                            | 100 тестов/набор |
|                         | A-TG     | Антитела к тиреоглобулину                                      | 100 тестов/набор |
|                         | A-TPO    | Антитела к тиреоидной пероксидазе                              | 100 тестов/набор |
| Гонада                  | LH       | Лютеинизирующий гормон                                         | 100 тестов/набор |
|                         | T        | Тестостерон                                                    | 100 тестов/набор |
|                         | β-HCG    | Бета-Хорионический гонадотропин человека                       | 100 тестов/набор |
|                         | PRL      | Пролактин                                                      | 100 тестов/набор |
|                         | FSH      | Фолликулостимулирующий гормон                                  | 100 тестов/набор |
|                         | P        | Прогестерон                                                    | 100 тестов/набор |
|                         | E2       | Эстрадиол                                                      | 100 тестов/набор |
| Метаболизм              | Ins      | Инсулин                                                        | 100 тестов/набор |
|                         | C-P      | C-Пептид                                                       | 100 тестов/набор |
| Кардиологическая панель | cTnI     | Сердечный тропонин I                                           | 100 тестов/набор |
|                         | MYO      | Миоглобин                                                      | 100 тестов/набор |
|                         | CK-MB    | Креатинкиназа MB                                               | 100 тестов/набор |
|                         | BNP      | Мозговой натрийуретический пептид                              | 100 тестов/набор |
| Инфекционные болезни    | Anti-HBs | Суммарные антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В | 100 тестов/набор |
|                         | HBsAg    | Поверхностный антиген вируса гепатита В                        | 100 тестов/набор |
|                         | HBeAg    | HBe-антиген вируса гепатита В                                  | 100 тестов/набор |
|                         | Anti-HBe | Антитела к HBe-антигену вируса гепатита В                      | 100 тестов/набор |
|                         | Anti-HBc | Суммарные антитела к ядерному антигену вируса гепатита В       | 100 тестов/набор |
|                         | Anti-HCV | Антитела к вирусу гепатита С                                   | 100 тестов/набор |
| Онкомаркеры             | FER      | Ферритин                                                       | 100 тестов/набор |
|                         | CA15-3   | Раковый антигена 15-3                                          | 100 тестов/набор |
|                         | CA19-9   | Углеводный антиген 19-9                                        | 100 тестов/набор |
|                         | CA125    | Раковый антиген 125                                            | 100 тестов/набор |
|                         | CEA      | Раково-эмбриональный антиген                                   | 100 тестов/набор |
|                         | AFP      | Альфа-фетопроtein                                              | 100 тестов/набор |
|                         | t-PSA    | Простатический специфический антиген общий                     | 100 тестов/набор |
|                         | f-PSA    | Простатический специфический антиген свободный                 | 100 тестов/набор |

# BCA-1000

Новинка

Автоматический коагулометр



BCA-1000 - автоматический коагулометр крови представляет собой новое поколение полностью автоматизированных коагулометров, которые обеспечивают стабильные результаты и отвечают требованиям лабораторий в отношении тестов на свёртываемость крови.

## Характеристики анализатора

- Небольшой размер, эстетичный внешний вид и многофункциональный
- Высокая эффективность, производительность до 100 измерений ПТ
- Наклонная подставка для реагентов уменьшает неиспользуемого объема
- Добавление реагентов, образцов и кюветов «на ходу» (во время работы прибора), работает эффективно
- Полноценно реализованный приоритет STAT
- Функция подогрева для пробоотборника реагентов
- «Умная» тревожная система, простое и понятное программное обеспечение
- Бесконтактный метод смешивания для предотвращения пролива
- Низкое потребление воды, не агрессивен по отношению к окружающей среде и эффективен

| Комплектные Реагенты      | Упаковка                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Мульти-Калибратор         | 1×1мл, 5×1мл, 6×1мл, 10×1мл, 12×1мл, 20×1мл |
| Мульти-Контроль Уровень 1 | 1×1мл, 5×1мл, 6×1мл, 10×1мл, 12×1мл, 20×1мл |
| Мульти-Контроль Уровень 2 | 1×1мл, 5×1мл, 6×1мл, 10×1мл, 12×1мл, 20×1мл |
| Мульти-Контроль Уровень 3 | 1×1мл, 5×1мл, 6×1мл, 10×1мл, 12×1мл, 20×1мл |
| Детергент I               | 25мл, 50мл                                  |
| Детергент II              | 500мл, 2Л, 5Л                               |

## Наборы реагентов для коагулологического анализа

| Аббр.   | Полное название                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| PT      | Протромбиновое время                             |
| APTT    | Активированное частичное тромбопластиновое время |
| TT      | Тромбиновое время                                |
| FIB     | Фибриноген                                       |
| AT III  | Антитромбин III                                  |
| D-Dimer | Д-димер                                          |
| FDP     | Продукты деградации фибрина                      |

# GMD-S600

Новинка

Анализатор микроценоза влагалища



GMD-S600 анализатор микроценоза влагалища унаследовал классическую и проверенную временем технологию, использованную в предыдущих версиях оборудования по мочи компании DIRUI, вместе с обновленным программным обеспечением и электронными компонентами, позволяющими проявить до видимого уровня патогены вагинальных выделений. Предоставляя комбинированные результаты микроскопии и тест-полосок, анализатор может указывать параметры, характерные для наиболее распространенных вагинитов, БВ (бактериальных вагинитов), ТВ (трихомонадных вагинитов), ГВ (грибковых вагинитов), а также инфекций смешанного типа.

## Характеристики анализатора

- Стабильная производительность: 60 тест/час
- Исчерпывающие клинические данные (8 микроскопических параметров + 9 химических параметров)
- Систематическая поставка реагентов, полосок, средств контроля качества и калибратора приборов

| Комплектные Реагенты                           | Объём                                                                               | Упаковка    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Помазок                                        | 1 шт./пакет                                                                         | 1 пакет     |
| Трубка                                         | Ф 12х100                                                                            | 1 пакет     |
| Тест-полоска для Вагинал. Выделений (GMD-4B)   | 50 полосок/бутылочка                                                                | 1 бутылочка |
| Тест-полоска для Вагинал. Выделений (GMD-4B)   | 100 полосок/бутылочка                                                               | 1 бутылочка |
| Тест-полоска для Вагинал. Выделений (GMD-6B)   | 50 полосок/бутылочка                                                                | 1 бутылочка |
| Тест-полоска для Вагинал. Выделений (GMD-6B)   | 100 полосок/бутылочка                                                               | 1 бутылочка |
| Тест-полоска для Вагинал. Выделений (GMD-7)    | 50 полосок/бутылочка                                                                | 1 бутылочка |
| Тест-полоска для Вагинал. Выделений (GMD-7)    | 100 полосок/бутылочка                                                               | 1 бутылочка |
| Тест-полоска для Вагинал. Выделений (GMD-9(N)) | 50 полосок/бутылочка                                                                | 1 бутылочка |
| Тест-полоска для Вагинал. Выделений GMD-9(N)   | 100 полосок/бутылочка                                                               | 1 бутылочка |
| Контроль для Вагинал. Выделений GMD-4B         | Отрицательный 10*1мл/бутылочка<br>Положительный 10*1мл/бутылочка                    | 1 коробка   |
| Контроль для Вагинал. Выделений GMD-6B         | Отрицательный 10*1мл/бутылочка<br>Положительный 10*1мл/бутылочка                    | 1 коробка   |
| Контроль для Вагинал. Выделений GMD-7(A)       | Отрицательный 10*1мл/бутылочка<br>Положительный 10*1мл/бутылочка                    | 1 коробка   |
| Контроль для Вагинал. Выделений GMD-9(N)       | Отрицательный 10*1мл/бутылочка<br>Положительный 10*1мл/бутылочка                    | 1 коробка   |
| Детергент                                      | 50мл/бутылочка                                                                      | 1 бутылочка |
| FE ламинар ная жидкость                        | 5Л/баррель                                                                          | 1 баррель   |
| FE ламинар ная жидкость                        | 10Л/баррель                                                                         | 1 баррель   |
| FE ламинар ная жидкость                        | 15Л/баррель                                                                         | 1 баррель   |
| FE ламинар ная жидкость                        | 20Л/баррель                                                                         | 1 баррель   |
| FE краситель                                   | 50мл*1 краситель А<br>50мл*1 краситель В                                            | 1 коробка   |
| FE краситель                                   | 100мл*1 краситель А<br>100мл*1 краситель В                                          | 1 коробка   |
| Fe жидкость фокусирующая В                     | 60мл/бутылочка                                                                      | 1 бутылочка |
| Жидкость для сохранения клеток                 | 2Л/баррель                                                                          | 1 баррель   |
| FE Контроль Положительный Уровень 3            | 60мл/бутылочка                                                                      | 1 бутылочка |
| FE Контроль Отрицательный                      | 60мл/бутылочка                                                                      | 1 бутылочка |
| FE Жидкость калибровочная                      | 15мл/бутылочка                                                                      | 1 бутылочка |
| FE Мульти-Контроль                             | уровень 1: 10мл/бутылочка<br>уровень 2: 10мл/бутылочка<br>уровень 3: 10мл/бутылочка | 1 коробка   |
| FE Мульти-Контроль                             | уровень 1: 10мл/бутылочка<br>уровень 2: 10мл/бутылочка<br>уровень 3: 10мл/бутылочка | 1 коробка   |

## DR-7000D

### Полуавтоматический биохимический анализатор



Полуавтоматический биохимический анализатор DR-7000D предназначен для использования вкупе с определенными реактивами, чтобы количественно выполнить биохимические тесты на множестве клинических образцов, таких как сыворотка, моча, спинномозговая жидкость и плазма. Инструмент только для профессионалов, используется в больницах, клиниках и лабораториях. Это компактный, простой в эксплуатации и не требующий больших эксплуатационных расходов.

### Характеристика анализатора

- Длина волны: 340нм, 405нм, 450нм, 492нм, 505нм, 546нм, 578нм, 630нм
- Оптическая система с фильтром для исключения помех
- Высокая точность тестирования и надежности системы
- Возможность измерения в режиме реального времени, отображения кривой поглощения
- Встроенный термопринтер
- Встроенный контроль качества позволяет сохранять результат и имеет память на 3000 результатов анализа, 200 программ испытания.
- Встроенный модем позволяет передать данные в компьютер через порт RS-232

# CS-T180

Новинка

Автоматический биохимический анализатор



CS-T180 - это один из компактных и «умных» Автоматических Биохимический анализатор с производительностью 180 тестов в час при проведении тестов с окрашиванием, и 540 тестов в час при проведении ISE тестов. Компактность, меньшее потребление реагентов и воды, большее количество позиций реагентов и образцов. CS-T180 может быть наиболее подходящим вариантом для лабораторий небольшого и среднего размеров.

## Особенности продукции

- Производительность 180 тестов/час для фотометрических тестов и максимальная производительность с ИСБ до 540 тестов в час
- Большое отделение с гибкими настройками расположения, 40-80 позиций образцов и 40-80 позиций реагентов
- Функция тестирования на HbA1c посредством развёрнутого анализа крови, отслеживание качества воды и наличия пузырьков
- Низкий уровень потребления воды: менее 2.4 литра
- Минимальный объем реакции: 100 микролитров
- Компактный дизайн, можно разместить в любой лаборатории
- Воздушные ванны для инкубации

| Комплектные Реагенты  | Объем       | Упаковка  |
|-----------------------|-------------|-----------|
| CS-Щелочной детергент | 2 л/баррель | 1 баррель |

  

| Растворы для ИСБ модуля            | Объем          | Упаковка  |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| Референсный раствор ИСБ            | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Внутренний стандартный раствор ИСБ | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Разбавитель ИСБ                    | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Детергент ИСБ                   | 100 мл/бутылка | 1 бутылка |

## CS-T240

### Автоматический биохимический анализатор



Автоматический биохимический анализатор CS-T240 представляет собой небольшой биохимический анализатор, идеально подходящий для экспресс-лабораторий. Прибор с производительностью 240 тестов в час позволяет одновременно исследовать до 57 параметров. Прибор оснащен высококачественными современными дозаторами с автоматической промывкой, определением уровня жидкости, детектированием сгустков крови и системой предотвращения соударений. Анализатор удобен в эксплуатации, экономичен и подходит как для малых, так и для средних лабораторий. CS-T240 – новый шаг в разработке современных настольных анализаторов.

Возможна поставка прибора с реагентами в системных флаконах.

### Характеристики анализатора

- Полностью автоматизированный анализатор с произвольным доступом
- Производительность 240 тестов в час
- 1 охлаждаемый отсек для реагентов и проб
- До 8 остановок моющей станции, 12 – шаговая система промывки
- 120 реакционных кювет с автоматической промывкой
- Реагенты и пробы располагаются на одном диске (в пропорции по выбору пользователя), всего 67 позиций
- Подключение к ЛИС, поддерживающее автоматическое обслуживание анализатора
- 12 длин волн: 340 нм- 800 нм

| Комплектные Реагенты                          | Объем          | Упаковка  |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|
| Антибактериальное моющее средство без фосфора | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Щелочное моющее средство                      | 2 л/баррель    | 1 баррель |

# CS-300B

## Автоматический биохимический анализатор



Автоматический биохимический анализатор CS-300B представляет собой высококачественный прибор с небольшой производительностью. Анализатор может служить идеальным инструментом для выполнения комплектных анализов в малых и средних лабораториях. Прибор позволяет одновременно исследовать до 66 параметров, прост в эксплуатации и характеризуется удобным интерфейсом.

### Характеристики анализатора

- Полностью автоматизированный анализатор с произвольным доступом
- Производительность 300 тестов в час, максимальная производительность с ИСБ до 600 тестов в час
- Охлаждаемый роторный отсек для реагентов и ротор для проб
- 67 позиций для реагентов и 115 позиций для проб
- До 7 остановок моющей станции, 11 - шаговая система промывки
- Подключение к ЛИС, поддерживающее автоматическое обслуживание анализатора
- 12 длин волн: 340 нм - 800 нм

| Комплектные Реагенты                        | Объем          | Упаковка  |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|
| CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| CS-Щелочной детергент                       | 2 л/баррель    | 1 баррель |

| Растворы для ИСБ модуля            | Объем          | Упаковка  |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| Референсный раствор ИСБ            | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Внутренний стандартный раствор ИСБ | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Разбавитель ИСБ                    | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Детергент ИСБ                   | 100 мл/бутылка | 1 бутылка |

## CS-400

### Автоматический биохимический анализатор



Автоматический биохимический анализатор DIRUI CS-400 представляет собой первоклассный анализатор серии CS, который является идеальным инструментом для средней лаборатории. Прибор отличается высокой эффективностью, точностью, воспроизводимостью результатов и низкой стоимостью обслуживания.

### Характеристика анализатора

- Полностью автоматизированный анализатор с произвольным доступом
- Производительность 400 тестов в час для фотометрических тестов, максимальная производительность с ИСБ до 800 тестов в час
- 2 охлаждаемых роторных отсека для реагентов, 1 ротор для проб
- 90 позиций для реагентов и 115 позиций для проб
- До 7 остановок моющей станции, 11-шаговая система промывки
- Подключение к ЛИС, поддерживающее автоматическое обслуживание анализатора
- 12 длин волн: 340 нм – 800 нм
- Автоматическое определение сгустков крови и гематокрита

| Комплектные Реагенты                        | Объем          | Упаковка  |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|
| CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| CS-Щелочной детергент                       | 2 л/баррель    | 1 баррель |

  

| Растворы для ИСБ модуля            | Объем          | Упаковка  |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| Референсный раствор ИСБ            | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Внутренний стандартный раствор ИСБ | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Разбавитель ИСБ                    | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Детергент ИСБ                   | 100 мл/бутылка | 1 бутылка |

# CS-480 Новинка

## Автоматический биохимический анализатор



Автоматический биохимический анализатор DIRUI CS-480 представляет собой первоклассный анализатор серии CS, который является идеальным инструментом для средней лаборатории. Прибор отличается высокой эффективностью, точностью, воспроизводимостью результатов и низкой стоимостью обслуживания.

### Характеристика анализатора

- Полностью автоматизированный анализатор с произвольным доступом
- Производительность 400 тестов в час для фотометрических тестов, максимальная производительность с ИСБ до 800 тестов в час
- 2 охлаждаемых роторных отсека для реагентов, 1 ротор для проб
- 112 позиций для реагентов и 115 позиций для проб
- До 7 остановок моющей станции, 11-шаговая система промывки
- Подключение к ЛИС, поддерживающее автоматическое обслуживание анализатора
- 12 длин волн: 340 нм – 800 нм
- Автоматическое определение сгустков крови и гематокрита

| Комплектные Реагенты                        | Объем          | Упаковка  |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|
| CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| CS-Щелочной детергент                       | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Растворы для ИСБ модуля                     | Объем          | Упаковка  |
| Референсный раствор ИСБ                     | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Внутренний стандартный раствор ИСБ          | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Разбавитель ИСБ                             | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Детергент ИСБ                            | 100 мл/бутылка | 1 бутылка |

# CS-600B

## Автоматический биохимический анализатор



Автоматический биохимический CS-600B представляет собой высокоэффективный анализатор со средней производительностью, который обеспечивает выполнение до 600 тестов в час и является одним из наиболее популярных приборов во всем мире. Модель снабжена рядом новых функций, отвечающих требованиям современных средних лабораторий.

### Характеристики анализатора

- Полностью автоматизированный анализатор с произвольным доступом
- Производительность 600 тестов в час фотометрических тестов, максимальная производительность с ИСБ до 1000 тестов в час
- 2 охлаждаемых отсека для реагентов, 1 отсек для проб
- 90 позиций для реагентов и 115 позиций для проб
- Подключение к ЛИС, поддерживающее автоматическое обслуживание анализатора
- 12 длин волн: 340 нм – 800 нм
- Автоматическое определение сгустков крови и гематокрита

| Комплектные Реагенты                        | Объем          | Упаковка  |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|
| CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| CS-Щелочной детергент                       | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Растворы для ИСБ модуля                     | Объем          | Упаковка  |
| Референсный раствор ИСБ                     | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Внутренний стандартный раствор ИСБ          | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Разбавитель ИСБ                             | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Детергент ИСБ                            | 100 мл/бутылка | 1 бутылка |

# CS-680 Новинка

## Автоматический биохимический анализатор



Автоматический биохимический CS-680 представляет собой высокоэффективный анализатор со средней производительностью, который обеспечивает выполнение до 600 тестов в час и является одним из наиболее популярных приборов во всем мире. Модель снабжена рядом новых функций, отвечающих требованиям современных средних лабораторий.

### Характеристики анализатора

- Полностью автоматизированный анализатор с произвольным доступом
- Производительность 600 тестов в час фотометрических тестов, максимальная производительность с ИСБ до 1000 тестов в час
- 2 охлаждаемых отсека для реагентов, 1 отсек для проб
- 112 позиций для реагентов и 115 позиций для проб
- Подключение к ЛИС, поддерживающее автоматическое обслуживание анализатора
- 12 длин волн: 340 нм – 800 нм
- Автоматическое определение сгустков крови и гематокрита

| Комплектные Реагенты                        | Объем          | Упаковка  |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|
| CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| CS-Щелочной детергент                       | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Растворы для ИСБ модуля                     | Объем          | Упаковка  |
| Референсный раствор ИСБ                     | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Внутренний стандартный раствор ИСБ          | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Разбавитель ИСБ                             | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Детергент ИСБ                            | 100 мл/бутылка | 1 бутылка |

# CS-1200

## Автоматический биохимический анализатор



CS-1200 автоматический биохимический анализатор применяет передовую технологию для повышения эффективности лаборатории. Подходит как для маленьких, так и для больших лабораторий. Используя технологии: трехмерная визуализация, вогнутая поверхность, спектрофотометрия на решетке. Емкость диска образцов имеет большое количество штативов, 60 нм полированный зонд с обнаруживанием сгустка, защита от столкновения, а так же функция автоматического возврата. Детектор поверхности жидкости гарантирует поверхность зонда от переноса загрязнений. Килеватый и охлажденный реагент - диска предлагает возможность экономить расход реагентов, одновременный анализ 132 пунктов колориметрии и 3 ISE пункта, применимый одноместный, двухместный и четырехместный реагент. Возможность подключения системы LIS/HIS с дистанционным управлением обслуживания.

### Особенности:

- Усовершенствованная система фотометрии
- Система регулирования стабильной температуры
- Механизм точного пипетирования пробы /реагента
- Высокоэффективная система промывки

### Характеристики анализатора

- Тип системы: Произвольный доступ, полностью автоматизированный, дискретный, приоритет STAT
- Производительность: Постоянная скорость 800 тестов в час при колориметрических анализах, максимальная производительность с ИСБ до 960 тестов в час
- Источник освещения: Галогеновые лампы с длительным сроком службы
- Длина волны: 340 – 800 нм, 12 длин волн
- Метод анализа: Конечная точка, кинетика, фиксированное время и т.д.
- Метод калибровки: 1-точечный метод, 2 -точечный метод, многоточечный линейный метод, нелинейный метод
- Зонды: Отдельные пробоотборники, зонды для реагентов , автоматическое определение уровня жидкости , отслеживание уровня жидкости зонда и функция выявления сгустков
- Реакционные кюветы: 160 реакционных кювет нового типа
- Регулирование температуры: Температура инкубационной ванны реакционного диска - 37°C ±0.1°C
- Пробирки для проб: 140 позиций проб, поддержка многочисленных пробирок и чашек для проб
- Позиция реагента: 2 отделения, всего 134 позиций реагентов с постоянным охлаждением
- Автоматическое определение сгустков крови и гематокрита

| Комплектные Реагенты                        | Объем          | Упаковка  |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|
| CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| CS-Щелочной детергент                       | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Растворы для ИСБ модуля                     | Объем          | Упаковка  |
| Референсный раствор ИСБ                     | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Внутренний стандартный раствор ИСБ          | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Разбавитель ИСБ                             | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Детергент ИСБ                            | 100 мл/бутылка | 1 бутылка |

# CS-1300B

## Автоматический биохимический анализатор



CS-1300B автоматический биохимический анализатор применяет передовую технологию для повышения эффективности лаборатории. Усовершенствованная система фотометрии. Вогнутая голографическая дифракционная решетка в плоском поле, спектрофотометрия с обратной стороны. Зонды отполированы с применением нано - технологии, что эффективно уменьшает перекрестное загрязнение.

### Особенности:

- Автоматическое определение уровня жидкости: зонды автоматически определяют уровень жидкости и останавливают падение уровня, что обеспечивает погружение зондов в жидкость на необходимую глубину и уменьшение жидкой суспензии
- Функция определения наложения, функция автономной перезагрузки, автоматическое пипетирование проб и реагентов.
- Интеллектуальная технология выявления закупорки и сгустков: определение закупорки зонда и наличия сгустков
- Функция промывки напором высокого давления, увеличение точности объема пипетирования.

Промывка внутренней стенки 3 зондов напором высокого давления и каскадная промывка наружной стенки

### Характеристики анализатора

- Тип системы: произвольный доступ, полностью автоматизированный, дискретный, приоритет STAT
- Производительность: Постоянная скорость 900 тестов в час при колориметрических анализах, максимальная производительность с ИСБ до 1050 тестов в час
- Источник освещения: Галогеновые лампы с длительным сроком службы
- Длина волны: 340 – 800 нм, 12 длин волн
- Метод анализа: Конечная точка, кинетика, фиксированное время и т.д.
- Метод калибровки: 1-точечный метод, 2 - точечный метод, многоточечный линейный метод, нелинейный метод
- Реакционные кюветы: 160 реакционных кювет нового типа
- Регулирование температуры: Температура инкубационной ванны реакционного диска -  $37^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Пробирки для проб: 140 позиций проб, поддержка многочисленных пробирок и чашек с пробами
- Позиция реагента: 2 отделения, всего 132 позиций реагентов с постоянным охлаждением
- Автоматическое определение сгустков крови и гематокрита

| Комплектные Реагенты                        | Объем          | Упаковка  |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|
| CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| CS-Щелочной детергент                       | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Растворы для ИСБ модуля                     | Объем          | Упаковка  |
| Референсный раствор ИСБ                     | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Внутренний стандартный раствор ИСБ          | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Разбавитель ИСБ                             | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Детергент ИСБ                            | 100 мл/бутылка | 1 бутылка |

# CS-1600

## Автоматический биохимический анализатор



Автоматический биохимический анализатор CS-1600 - высокоскоростная модель анализаторов DIRUI серии CS, реализованная в виде отдельного прибора роторного типа. Использование передовых технологий позволяет повысить эффективность лабораторного применения, оптимизировать стоимость, поднять порог чувствительности и надежность анализа. Производительность 1200 тестов в час, высокая аналитическая точность и воспроизводимость результатов позволяют рекомендовать анализатор CS-1600 как в средние, так и в крупные лаборатории. Современный удобный интерфейс делает работу на приборе простой и эффективной.

## Характеристики анализатора

- Полностью автоматизированный анализатор с произвольным доступом
- Производительность 1200 тестов в час для фотометрических тестов, максимальная производительность с ИСБ до 1350 тестов в час
- 2 охлаждаемых отсека для реагентов, 134 позиции для реагентов
- Двойной круг реакционных кювет, всего 330 кювет
- 11-шаговая система автоматической промывки практически исключает негативное влияние переноса и перекрестного загрязнения
- Подключение к ЛИС, поддерживающее автоматическое обслуживание анализатора
- 13 длин волн: 340 - 800 нм
- Автоматическое определение сгустков крови и гематокрита

| Комплектные Реагенты                        | Объем          | Упаковка  |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|
| CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| CS-Щелочной детергент                       | 5 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Щелочной детергент                       | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Растворы для ИСБ модуля                     | Объем          | Упаковка  |
| Референсный раствор ИСБ                     | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Внутренний стандартный раствор ИСБ          | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Разбавитель ИСБ                             | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Детергент ИСБ                            | 100 мл/бутылка | 1 бутылка |

## CS-4000-10

Производительность фотометрического блока 1000 тестов в час

CS-4000-11 1 модуль анализатора+ 1 ИСБ 480 тестов в час

CS-4000-12 1 модуль анализатора+ 2 ИСБ 960 тестов в час

1480 тестов в час

1960 тестов в час



## CS-4000-20

Производительность фотометрического блока 2000 тестов в час

CS-4000-21 2 модуля анализатора+ 1 ИСБ 480 тестов в час

CS-4000-22 2 модуля анализатора+ 2 ИСБ 960 тестов в час

2480 тестов в час

2960 тестов в час



## CS-4000-30

Производительность фотометрического блока 3000 тестов в час

CS-4000-31 3 модуля анализатора+ 1 ИСБ 480 тестов в час

CS-4000-32 3 модуля анализатора+ 2 ИСБ 960 тестов в час

3480 тестов в час

3960 тестов в час



## CS-4000-40

Производительность фотометрического блока 4000 тестов в час

CS-4000-41 4 модуля анализатора+ 1 ИСБ 480 тестов в час

CS-4000-42 4 модуля анализатора+ 2 ИСБ 960 тестов в час

4480 тестов в час

4960 тестов в час



# CS-4000

## Автоматический биохимический анализатор



CS-4000 Интеллектуальная и усовершенствованная система биохимического анализатора. Интеграция четырех модулей с максимальной производительностью 4000 тестов в час, полное удовлетворение потребностей больниц с высокой рабочей нагрузкой. Производительность одного модуля может достигать 1000 тестов в час.

### Характеристики анализатора

- Тип системы: Произвольный доступ, полностью автоматизированный, дискретный, приоритет STAT
- Производительность: Каждый модуль выполняет до 1000 тестов в час, максимальная комплектация 4 модуля и 2 ИСБ, максимально позволяет выполнять до 4960 тестов в час
- Источник освещения: Галогеновые лампы с длительным сроком службы
- Длина волны: 340 – 800 нм, 13 длин волн
- Метод анализа: Конечная точка, кинетика, фиксированное время и т.д.
- Метод калибровки: 1-точечный метод, 2 -точечный метод, многоточечный линейный метод, нелинейный метод
- Реакционные кюветы: 330 реакционных кювет нового типа для каждого модуля
- Регулирование температуры: Температура инкубационной ванны реакционного диска - 37°C ±0.1°C
- Позиция реагента: 2 отделения, всего 134 позиций реагентов с постоянным охлаждением для каждого модуля
- Автоматическое определение сгустков крови и гематокрита

| Комплектные Реагенты                        | Объем          | Упаковка  |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|
| CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| CS-Щелочной детергент                       | 5 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Щелочной детергент                       | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Растворы для ИСБ модуля                     | Объем          | Упаковка  |
| Референсный раствор ИСБ                     | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Внутренний стандартный раствор ИСБ          | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Разбавитель ИСБ                             | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Детергент ИСБ                            | 100 мл/бутылка | 1 бутылка |

## CS-6400-10

Производительность фотометрического блока 1600 тестов в час  
 CS-6400-11 1 модуль анализатора+ 1 ИСБ 480 тестов в час  
 CS-6400-12 1 модуль анализатора+ 2 ИСБ 960 тестов в час

2080 тестов в час  
 2560 тестов в час



## CS-6400-20

Производительность фотометрического блока 3200 тестов в час  
 CS-6400-21 2 модуля анализатора+ 1 ИСБ 480 тестов в час  
 CS-6400-22 2 модуля анализатора+ 2 ИСБ 960 тестов в час

3680 тестов в час  
 4160 тестов в час



## CS-6400-30

Производительность фотометрического блока 4800 тестов в час  
 CS-6400-31 3 модуля анализатора+ 1 ИСБ 480 тестов в час  
 CS-6400-32 3 модуля анализатора+ 2 ИСБ 960 тестов в час

5280 тестов в час  
 5760 тестов в час



## CS-6400-40

Производительность фотометрического блока 6400 тестов в час  
 CS-6400-41 4 модуля анализатора+ 1 ИСБ 480 тестов в час  
 CS-6400-42 4 модуля анализатора+ 2 ИСБ 960 тестов в час

6880 тестов в час  
 7360 тестов в час



# CS-6400

## Автоматический биохимический анализатор



Модульные автоматические системы для биохимического анализа модельного ряда CS-6400 - наиболее производительные анализаторы DIRUI серии CS - обеспечивают высокоэффективный характер работы и отвечают самым современным требованиям. Использование передовых технологий позволяет улучшить эффективность применения в лаборатории, оптимизировать стоимость анализа и производительность системы. Гибкий дизайн дает возможность выбора оптимальной для пользователя конфигурации. Возможная комплектация включает загрузочный модуль, от 1 до 4 аналитических модулей, а также до 2 модулей ионоселективных электродов (ИСБ). Производительность каждого фотометрического модуля составляет 1600 тестов в час; комплекс, объединяющий до 4-х модулей с 2 ИСБ, позволяет выполнять до 7360 тестов в час.

В приборе реализована система непрерывной дозагрузки образцов и реагентов, не требующая остановки прибора в процессе анализа. Эффективная система охлаждения и термостатирования наряду с высокой точностью дозирования делают эти приборы конкурентоспособными в любом ряду современных аналитических систем.

## Характеристики системы

- Полностью автоматизированная система с произвольным доступом
- Каждый модуль выполняет до 1600 тестов в час, максимальная комплектация 4 модуля и 2 ИСБ
- 2 охлаждаемых роторных отсека для реагентов в каждом аналитическом модуле, 134 позиции для реагентов в каждом роторе
- Двойной круг реакционных кювет, всего 330 кювет
- 11 - шаговая система автоматической промывки обеспечивает высокую чистоту всех процессов
- Подключение к ЛИС, поддерживающее автоматическое обслуживание системы
- 13 Длин волн: 340 - 800 нм
- Автоматическое определение сгустков крови и гематокрита
- Возможность добавления срочных проб на любом этапе процесса

| Комплектные Реагенты                        | Объем          | Упаковка  |
|---------------------------------------------|----------------|-----------|
| CS-Антибактериальный безфосфорный детергент | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| CS-Щелочной детергент                       | 5 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Щелочной детергент                       | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Растворы для ИСБ модуля                     | Объем          | Упаковка  |
| Референсный раствор ИСБ                     | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Внутренний стандартный раствор ИСБ          | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| Разбавитель ИСБ                             | 2 л/баррель    | 1 баррель |
| CS-Детергент ИСБ                            | 100 мл/бутылка | 1 бутылка |

## Контроли и калибраторы

| Контроли и калибраторы                                            | Упаковка                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Сыворотка для клинической химической калибровки Уровень 1         | 1 х5мл                                                               |
| Сыворотка для клинического контроля химического состава Уровень 1 | 1 х5мл                                                               |
| Сыворотка для клинического контроля химического состава Уровень 2 | 1 х5мл                                                               |
| Контрольная сыворотка специфических белков Уровень 1              | 1×1мл                                                                |
| Контрольная сыворотка специфических белков Уровень 2              | 1×1мл                                                                |
| Липидная контрольная сыворотка Уровень 1                          | 1×1мл                                                                |
| Липидная контрольная сыворотка Уровень 2                          | 1×1мл                                                                |
| Стандартный раствор ИСБ низкого уровня                            | 1 х10мл                                                              |
| Стандартный раствор ИСБ низкого уровня                            | 3 х10мл                                                              |
| Стандартный раствор ИСБ высокого уровня                           | 1 х10мл                                                              |
| Стандартный раствор ИСБ высокого уровня                           | 3 х10мл                                                              |
| Калибратор ИСБ                                                    | Порошок сублимационной сушки 0.18г х1 и растворенная жидкость 4мл х1 |
| Калибратор ИСБ                                                    | Порошок сублимационной сушки 0.18г х5 и растворенная жидкость 4мл х5 |
| Контроль ИСБ низкого уровня                                       | Порошок сублимационной сушки 0.18г х1 и растворенная жидкость 4мл х1 |
| Контроль ИСБ низкого уровня                                       | Порошок сублимационной сушки 0.18г х5 и растворенная жидкость 4мл х5 |
| Контроль ИСБ высокого уровня                                      | Порошок сублимационной сушки 0.18г х1 и растворенная жидкость 4мл х1 |
| Контроль ИСБ высокого уровня                                      | Порошок сублимационной сушки 0.18г х5 и растворенная жидкость 4мл х5 |

Наборы реагентов для биохимического анализа

| Аббр.           | Наименование                           | Упаковка |        | Упаковка |        | Упаковка |        | Упаковка |        | Калибратор    |
|-----------------|----------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------|
|                 |                                        | R1       | R2     | R1       | R2     | R1       | R2     | R1       | R2     |               |
| ALT             | Аланинаминотрансфераза                 | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл |               |
| AST             | Аспаргатаминотрансфераза               | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл |               |
| ALP             | Щелочная фосфатаза                     | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | 1x2мл         |
| ALB             | Альбумин                               | 5x50мл   |        | 12x20мл  |        | 4x50мл   |        | 2x80мл   |        | 1x2мл         |
| AFU             | Анализ α-L-фукозидазы                  | 1x50мл   |        |          |        | 4x50мл   |        | 2x80мл   |        |               |
| AMY             | Амилаза                                | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл |               |
| ADA             | Аденозиндезаминаза                     | 1x60мл   | 1x30мл |          |        | 4x40мл   | 4x20мл | 2x40мл   | 2x20мл |               |
| АРО А1          | Аполипропротеин А1                     | 1x50мл   | 1x10мл |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| АРО В           | Аполипропротеин В                      | 1x50мл   | 1x10мл |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| ASO             | Антистрептолизин О                     | 1x40мл   | 1x10мл |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| CRE-E           | Креатинин-фермент                      | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | 1x2мл         |
| CRE             | Креатинин                              | 2x50мл   | 2x50мл | 6x20мл   | 6x20мл | 4x20мл   | 4x20мл | 2x20мл   | 2x20мл | 1x2мл         |
| CYS-C           | Цистатин С                             | 1x60мл   | 1x20мл |          |        | 1x45мл   | 1x15мл |          |        | По требованию |
| CHE             | Холинэстераза                          | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл |               |
| CK              | Креатинкиназа                          | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл |               |
| CK-MB           | MB-изофермент креатинкиназы            | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | По требованию |
| CA-CPC          | Кальций-крезолфталейн комплекс         | 2x50мл   | 2x50мл | 6x20мл   | 6x20мл | 4x20мл   | 4x20мл | 2x20мл   | 2x20мл | 1x2мл         |
| CA-ARS          | Кальций-арсеназо                       | 5x50мл   |        | 12x20мл  |        | 4x50мл   |        | 2x80мл   |        | 1x2мл         |
| Cl              | Хлорид                                 | 5x50мл   |        | 12x20мл  |        | 4x50мл   |        | 2x80мл   |        | 1x2мл         |
| CO <sub>2</sub> | Двуокись углерода                      | 1x50мл   |        |          |        |          |        | 2x50мл   |        | 1x1мл         |
| C3              | Комплемент 3                           | 1x50мл   | 1x10мл |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| C4              | Комплемент 4                           | 1x50мл   | 1x10мл |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| CRP             | C-реактивный белок                     | 2x60мл   | 2x15мл |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| DB              | Прямой билирубин                       | 5x50мл   | 1x3мл  | 12x20мл  | 1x3мл  | 4x50мл   | 1x3мл  | 2x80мл   | 1x2мл  | 1x2мл         |
| DB-V            | Прямой билирубин - оксидация ванадатом | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл |               |
| FMN             | Фруктозамин                            | 5x50мл   |        | 12x20мл  |        | 4x50мл   |        | 2x80мл   |        | 1x1мл         |
| GGT             | γ-глутамилтрансфераза                  | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл |               |
| GLDH            | Глутаматдегидрогеназа                  | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл |               |
| GLU-HK          | Глюкоза-гексокиназа                    | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл |               |
| GLU-OX          | Глюкоза-оксидаза                       | 4x50мл   | 1x50мл | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | 1x2мл         |

| Аббр.              | Наименование                               | Упаковка                    |                                 | Упаковка |        | Упаковка |        | Упаковка |        | Калибратор    |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------|
|                    |                                            | R1                          | R2                              | R1       | R2     | R1       | R2     | R1       | R2     |               |
| HbA1C              | Гликогемоглобин A1C                        | R1:15mLx2<br>Lysate: 50mLx2 | R2-A: 0,5mLx1,<br>R2-B: 0,5mLx1 |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| HBDH               | α-гидроксибутиратдегидрогеназа             | 4x50мл                      | 1x50мл                          | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | По требованию |
| HCY                | Гомоцистеин                                | 1x60мл                      | 1x17мл                          |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| HDL-C              | Холестерин липопротеинов высокой плотности | 3x50мл                      | 2x25мл                          | 4x60мл   | 4x20мл | 4x30мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x20мл | 1x2мл         |
| ICDH               | Изоцитратдегидрогеназа                     | 4x50мл                      | 1x50мл                          | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | По требованию |
| IgA                | Иммуноглобулин A                           | 1x50мл                      | 1x10мл                          |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| IgM                | Иммуноглобулин M                           | 1x50мл                      | 1x10мл                          |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| IgG                | Иммуноглобулин G                           | 1x50мл                      | 1x10мл                          |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| LDL-C              | Холестерин липопротеинов низкой плотности  | 3x50мл                      | 2x25мл                          | 4x60мл   | 4x20мл | 4x30мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x20мл | 1x0.8мл       |
| Lp(a)              | Липопротеин (a)                            | 1x45мл                      | 1x15мл                          |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| LDH                | Лактатдегидрогеназа                        | 4x50мл                      | 1x50мл                          | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | По требованию |
| LAP                | Лейцинаминопептидаза                       | 4x50мл                      | 1x50мл                          | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | По требованию |
| Mg                 | Магний                                     | 5x50мл                      |                                 | 12x20мл  |        | 4x50мл   |        | 2x80мл   |        | 1x2мл         |
| MALB               | Микроальбумин                              | 1x40мл                      | 1x10мл                          |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| PA                 | Преальбумин                                | 1x50мл                      | 1x10мл                          |          |        |          |        |          |        | 1x0.8мл       |
| P-AMY              | Панкреатическая амилаза                    | 4x50мл                      | 1x50мл                          | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | По требованию |
| PHOS               | Неорганический фосфор                      | 5x50мл                      |                                 |          |        | 4x50мл   |        | 2x80мл   |        | 1x2мл         |
| RF                 | Ревматоидный фактор                        | 1x40мл                      | 1x10мл                          |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| TB                 | Общий билирубин                            | 5x50мл                      | 1x5мл                           | 12x20мл  | 1x5мл  | 4x50мл   | 1x5мл  | 2x80мл   | 1x4мл  | 1x2мл         |
| TB-V               | Общий билирубин - окислация ванадатом      | 4x50мл                      | 1x50мл                          | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | По требованию |
| TBA                | Желчная кислота                            | 3x50мл                      | 2x25мл                          | 4x60мл   | 4x20мл | 4x30мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x20мл | 1x2мл         |
| TP                 | Общий белок                                | 5x50мл                      |                                 | 12x20мл  |        | 4x50мл   |        | 2x80мл   |        | 1x2мл         |
| TC                 | Общий холестерин                           | 4x50мл                      | 1x50мл                          | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | 1x2мл         |
| TG                 | Триглицериды                               | 4x50мл                      | 1x50мл                          | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | 1x2мл         |
| TRF                | Трансферрин                                | 1x50мл                      | 1x10мл                          |          |        |          |        |          |        | 1x1мл         |
| UREA               | Мочевина                                   | 4x50мл                      | 1x50мл                          | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | 1x2мл         |
| UA                 | Мочевая кислота                            | 4x50мл                      | 1x50мл                          | 4x80мл   | 4x20мл | 4x40мл   | 4x10мл | 2x60мл   | 2x15мл | 1x2мл         |
| Zn                 | Цинк                                       | 1x60мл                      | 1x15мл                          |          |        |          |        | 2x40мл   | 1x20мл | 1x1мл         |
| 5'-NT              | 5'-нуклеотидаза анализ                     | 1x50мл                      | 1x25мл                          |          |        | 1x40мл   |        | 1x40мл   | 1x20мл | По требованию |
| β <sub>2</sub> -MG | β <sub>2</sub> -микроглобулин              | 1x40мл                      | 1x10мл                          |          |        |          |        |          |        | По требованию |
| NAG                | N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза               | 4x60мл                      | 2x40мл                          | 2x60мл   | 2x20мл | 2x60мл   | 1x40мл | 1x45мл   | 1x15мл | По требованию |
| TPO                | Общий белок в моче                         | 6x20мл                      | 6x9мл                           | 4x20мл   | 4x9мл  | 2x20мл   | 2x9мл  | 1x20мл   | 1x9мл  | 1x1мл         |
| Fe                 | Железо                                     | 4x50мл                      | 2x20мл                          | 2x50мл   | 1x20мл | 1x50мл   | 1x10мл | 1x25мл   | 1x5мл  | По требованию |
| TIBC               | Общая железосвязывающая способность        | 4x50мл                      | 2x20мл                          | 2x50мл   | 1x20мл | 1x50мл   | 1x10мл | 1x25мл   | 1x5мл  | По требованию |

# ВСС-3900

Новинка

Гематологический анализатор



Гематологический анализатор ВСС-3900 отображает 21 параметр при развёрнутом анализе крови, в том числе 3-х составной дифференцированный анализ на Лейкоциты, и обладает производительностью в 70 тестов в час. Обеспечивает точные и стабильные результаты, при этом прост в использовании, эффективен и предлагается по доступной цене, благодаря чему ВСС-3900 станет неотъемлемой частью Вашей лаборатории.

## Особенности продукции

- Дифференц. из 3 частей, 21 отображаемый параметр и 3 гистограммы
- 70 тестов/час
- Возможность исследования цельной и предварительно разведенной крови
- Не агрессивен по отношению к окружающей среде, реагенты не содержат цианид
- Сенсорный экран с диагональю 10.4 дюйма
- Большая память, до 500 000 образцов

| Описание                                                           | Объём          | упаковки  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| ВСС-3D Дилуэнт                                                     | 20л/баррель    | 1 баррель |
| ВСС-3D Лизирующий реагент                                          | 500мл/бутылка  | 1 бутылка |
| Очищающий реагент для пробоотборника                               | 50мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Очищающий реагент для пробоотборника                               | 4*50мл/бутылка | 1 коробка |
| Калибратор для гематологического анализатора                       | 2.5мл/бутылка  | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора (Уровень 1) | 2мл/бутылка    | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора (Уровень 2) | 2мл/бутылка    | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора (Уровень 3) | 2мл/бутылка    | 1 бутылка |

# BCC-3600

## Гематологический анализатор



Гематологический анализатор на 21 параметров с дифференциацией лейкоцитов на 3 популяции. Использование классического кондуктометрического метода в сочетании с современной программой математической обработки данных позволяет получать точные и надежные результаты. Благодаря прекрасному соотношению цена-качество прибор пользуется заслуженной популярностью во многих странах мира и может быть рекомендован для малых лабораторий.

## Характеристики анализатора

- 3-diff анализатор: 21 параметров счета и 3 гистограммы
- Производительность: 60 тестов в час
- Возможность исследования цельной и предварительно разведенной крови
- Сканирование штрих-кода
- Память на 10 000 образцов
- Возможность подключения к ЛИС с поддержкой удаленного обслуживания анализатора
- Встроенный термопринтер, возможность подключения внешнего принтера
- Используется безопасный безцианидный метод лизирования эритроцитов
- Большой цветной сенсорный экран с высоким разрешением

| Комплектные Реагенты                                                              | Объем          | Упаковка  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Лизирующий реагент                                                                | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Дилуэнт                                                                           | 20 л/баррель   | 1 баррель |
| Очищающий реагент                                                                 | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Калибратор для гематологического анализатора                                      | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 3-х компонента (Уровень 1) | 2 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 3-х компонента (Уровень 2) | 2 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 3-х компонента (Уровень 3) | 2 мл/бутылка   | 1 бутылка |

# BF-6500

## Гематологический анализатор



BF-6500 это новый любимец гематологии, который сочетает определение лейкоцитарной формулы, с разделением лейкоцитов на 5 субпопуляций с эргономическим и компактным дизайном.

### Характеристики анализатора

- 24 параметров для отчета, 10 исследуемых параметров, 4 гистограммы и 1 скаттерграмма
- Производительность: 60 тестов/час
- Тип пробы: Цельная кровь, и предварительно разведенная кровь
- Метод анализа: Режим CBC, режимы CBC+DIFF
- Экологические реагенты без цианида
- Большая емкость памяти до 100000 результатов, включая разностные диаграммы рассеивания, гистограммы и информацию о пациентах.
- Предметы анализа: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, P-LCR
- Параметры исследования: BLAST#, IMM#, LEFT#, ABNLYM#, NRBC#, BLAST%, IMM%, LEFT%, ABNLYM%, NRBC%
- Принципы анализа: Полупроводниковая лазерная проточная цитометрия в комплексе с цитохимическим окрашиванием, импедансом, экологически безопасная безцианидная колориметрия
- Функция расширения: USB-порт, интернет порт, поддержка U-диска, принтер, мышь и клавиатура

| Комплектные Реагенты                                                               | Объем          | Упаковка  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| BF-FDT Лизирующий реагент                                                          | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| BF-6500 Лизирующий реагент (SLS-I)                                                 | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| BF-FDO Лизирующий реагент                                                          | 5 л/баррель    | 1 баррель |
| BF-Дилуэнт                                                                         | 20 л/баррель   | 1 баррель |
| BF Дитергент                                                                       | 50 мл/бутылка  | 1 бутылка |
| BF Дитергент                                                                       | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Калибратор для гематологического анализатора 5-х компонентов                       | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 1) | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 2) | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 3) | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |

# BF-6800

## Гематологический анализатор



Современный гематологический анализатор (5-diff) с автоподатчиком проб, возможностью сканирования штрих-кода, функциями перемешивания проб и автоматической промывки. Анализатор наследует лучшие характеристики ранних моделей гематологических анализаторов серии BF и позволяет получать более точные и надежные результаты при малых объемах проб. Наличие функции прокалывания колпачка пробирок делает прибор более безопасным для пользователей.

## Характеристики анализатора

- 5-diff анализатор: 24 параметра для отчета, 10 исследовательских параметров, 4 гистограммы и 1 скаттерграмма
- Производительность 60 тестов в час, режимы CBC и CBC + DIFF
- Возможность исследования цельной и предварительно разведенной крови
- Автоматическая подача проб, наличие экстренной пробы для 4-х видов пробирок
- Память на 100000 результатов
- Возможность подключения к ЛИС
- Внешний компьютер с удобным пользовательским интерфейсом

| Комплектные Реагенты                                                               | Объем          | Упаковка  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| BF-FDT Лизирующий реагент                                                          | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| BF-6500 Лизирующий реагент (SLS-I)                                                 | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| BF-FDO Лизирующий реагент                                                          | 5 л/баррель    | 1 баррель |
| BF-Дилуэнт                                                                         | 20 л/баррель   | 1 баррель |
| BF Дитергент                                                                       | 50 мл/бутылка  | 1 бутылка |
| BF Дитергент                                                                       | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Калибратор для гематологического анализатора 5-х компонентов                       | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 1) | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 2) | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 3) | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |

# BF-6880

## Гематологический анализатор



Двухканальная дифференциация лейкоцитов 5-DIFF: При лизировании эритроциты и гемоглобин растворяются, проводится специфическое окрашивание эозинофилов. Посредством определения техникой рассеивания потока полупроводниковым лазером в канале DIFF будут различаться лимфоциты, моноциты, нейтрофилы и эозинофилы. Усовершенствованные принципы анализа. Применение основной 5-этапной дифференциальной технологии, полупроводникового лазера в комплексе с цитохимическим окрашиванием. Безцианидные реагенты для определения гемоглобина являются безопасными и экологически чистыми.

## Характеристики анализатора

- 5-diff анализатор: 25 параметров для отчета, 10 исследовательских параметров, 4 гистограммы и 1 скаттерграмма
- Производительность: 80 тестов в час
- Метод анализа: Режим CBC, режим CBC+DIFF
- Тип пробы: Цельная кровь и предварительно разведенная кровь
- Автоматическая подача проб, наличие экстренной пробы для 4-х видов пробирок
- Предметы анализа: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, PCT, P-LCR, P-LCC
- Параметры исследования: BLAST#, IMM#, LEFT#, BLAST%, IMM%, LEFT%, ABNLYM#, NRBC#, ABNLYM%, NRBC%
- Принципы анализа: Полупроводниковая лазерная проточная цитометрия в комплексе с цитохимическим окрашиванием, импедансом, экологически безопасная безцианидная колориметрия
- Надежный отдельный канал BASO
- Хранение данных: Объем памяти для хранения результатов 100 000 пациентов, включая диаграмму рассеивания, гистограмму и данные пациентов.
- Функция расширения: USB-порт, интернет порт, поддержка U-диска, принтер, мышь и клавиатура

| Комплектные Реагенты                                                               | Объем          | Упаковка  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| BF-FDT Лизирующий реагент                                                          | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| BF-6500 Лизирующий реагент (SLS-I)                                                 | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| BF-FDO Лизирующий реагент                                                          | 5 л/баррель    | 1 баррель |
| BF-Дилуэнт                                                                         | 20 л/баррель   | 1 баррель |
| BF Дитергент                                                                       | 50 мл/бутылка  | 1 бутылка |
| BF Дитергент                                                                       | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Калибратор для гематологического анализатора 5-х компонентов                       | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 1) | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 2) | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 3) | 2.5 мл/бутылка | 1 бутылка |

# BF-6900CRP

Новинка

## Гематологический Анализатор



BF-6900CRP - гематологический анализатор, который представляет собой очень компактное устройство, состоящее из 5 DIFF элементов, и в котором применены классические технологии, обеспечивающие стабильные результаты. Обладает высокой эффективностью, точностью показаний, гарантированной надёжностью и прочностью, благодаря чему данное устройство станет неотъемлемой частью Вашей лаборатории.

### Особенности продукции

- Дифференцированный из 5 частей, 27 параметров для отчета, 10 исследовательских параметров, 2 гистограммы и 2 скатерограммы
- Производительность - 60 тестов/час, режим CRP, режим CBC + DIFF и режим CBC+DIFF+CRP
- Компактный дизайн
- Опциональное тестирование CRP
- Опциональный автоматический механизм работы с образцами
- Не агрессивен по отношению к окружающей среде, реагенты не содержат цианид
- Большая память, до 200 000 образцов

| Комплектные Реагенты                                                        | Объём                                         | Упаковка  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| BF-5D Дилуэнт                                                               | 20л/баррель                                   | 1 баррель |
| BF-FDOI Лизирующий реагент                                                  | 500мл/бутылка                                 | 1 бутылка |
| BF-FDTI Лизирующий реагент                                                  | 200мл/бутылка                                 | 1 бутылка |
| BF-FBN Лизирующий реагент                                                   | 500мл/бутылка                                 | 1 бутылка |
| BF-CRP Лизирующий реагент                                                   | 200мл/бутылка                                 | 1 бутылка |
| НАБОР РЕАГЕНТА С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК                                           | С-реактивный белок (R) 1*25мл/бутылка         | 1 коробка |
|                                                                             | С-реактивный белок Калибратор 5*0.5мл/бутылка |           |
|                                                                             | С-реактивный белок Контроль 1мл/бутылка       |           |
| Очищающий реагент I для пробоборника                                        | 50мл/бутылка                                  | 1 бутылка |
| Очищающий реагент I для пробоборника                                        | 4*50мл/бутылка                                | 1 коробка |
| Калибратор для гематологического анализатора                                | 2.5мл/бутылка                                 | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-частей (Уровень 1) | 2.5мл/бутылка                                 | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-частей (Уровень 2) | 2.5мл/бутылка                                 | 1 бутылка |
| Контрольный материал для гематологического анализатора 5-частей (Уровень 3) | 2.5мл/бутылка                                 | 1 бутылка |

## H-100

### Полуавтоматический анализатор мочи



Полуавтоматический анализатор мочи DIRUI H-100 представляет собой идеальное решение в области анализа мочи для небольших лабораторий и больниц.

### Характеристики анализатора

- Производительность до 120 тестов в час
- Возможность определять до 14 параметров
- Удобный интерфейс, облегчающий работу пользователя
- Автоматическая распечатка результатов на термопринтере
- Высокая точность результатов обеспечивается холодным источником света, работающим на 4 длинах волн
- Большой объем памяти удобен для анализа результатов
- H-100 может быть подключен к компьютеру через разъем RS-232

| Тест-полоски    | Объем          | Упаковка  |
|-----------------|----------------|-----------|
| DIRUI H2-Cr     | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H10       | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H11       | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H11-MA    | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H11-MA(n) | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H13-Cr    | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H14-Ca    | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |

## H-500

### Полуавтоматический анализатор мочи



Превосходные рабочие характеристики полуавтоматического анализатора мочи DIRUI H-500 делают его надежным прибором для любой лаборатории средней величины.

### Характеристики анализатора

- Максимальная производительность 514 тестов в час
- Возможность определять до 14 параметров
- Большой и удобный ЖК экран, облегчающий работу пользователя
- Автоматическая распечатка результатов на термопринтере
- Автоматический сбор использованных тест - полосок
- Высокая точность результатов обеспечивается холодным источником света, работающим на 4 длинах волн
- Большой объем памяти удобен для анализа результатов

| Тест-полоски    | Объем          | Упаковка  |
|-----------------|----------------|-----------|
| DIRUI H2-Cr     | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H10       | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H11       | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H11-MA    | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H11-MA(n) | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H13-Cr    | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H14-Ca    | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |

# H-800

## Автоматический анализатор мочи



Автоматический анализатор мочи H-800 предназначен для увеличения производительности специализированных лабораторий и снижения стоимости анализа.

### Характеристики анализатора

- Производительность 240 тестов в час
- Загрузка 200 тест-полосок
- Возможность определять до 14 параметров
- Точная количественная методика раскапывания позволяет эффективно избежать перекрестного загрязнения
- Большой и удобный ЖК экран, облегчающий работу пользователя
- Рефрактометрический модуль обеспечивает точные результаты по определению удельного веса, мутности и окраски мочи (опция)
- Встроенный сканер штрих-кода предельно упрощает идентификацию образцов
- Предусмотрена возможность загрузки срочных проб с высокой приоритетностью анализа
- Автоматический сбор использованных тест-полосок
- Оригинальные реагенты и полоски обеспечивают высокую точность результатов
- Возможность подключения к ЛИС
- При интеграции с анализатором осадка мочи образует высокоэффективную систему анализа мочи

| Тест-полоски        | Объем          | Упаковка  |
|---------------------|----------------|-----------|
| DIRUI H10-800       | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H11-800       | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H12-800MA     | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H13-Cr(H-800) | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H14-Ca(H-800) | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |

| Комплектные Реагенты                                               | Объем          | Упаковка  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Контроль мочи (позитивный)                                         | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Контроль мочи (негативный)                                         | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость промывочная (концентрат)                                  | 200 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Жидкость промывочная для рефрактометра и турбидиметра              | 50 мл/бутылка  | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 1 | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 2 | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 3 | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для турбидиметра Уровень 1                    | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для турбидиметра Уровень 2                    | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля красного цвета                               | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля зеленого цвета                               | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля синего цвета                                 | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость калибровочная для определения удельного веса мочи         | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость калибровочная для турбидиметра                            | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |

# FUS-100

## Анализатор Осадка мочи



Анализатор осадка мочи FUS-100 представляет собой систему, включающую микроскоп с высокоскоростной цифровой камерой (до 810 снимков/мин) и систему компьютерной обработки данных с интеллектуальной системой распознавания образов. В памяти прибора содержатся различные образы 12 форменных элементов мочи, кроме того, оператор может проводить ручную сортировку элементов осадка мочи прямо с большого дисплея. Предназначен для высокоточного количественного многопараметрического анализа компонентов не центрифугированной мочи (цифровая проточная цитометрия). FUS-100 в сочетании с автоматическим анализатором мочи H-800 образует полностью автоматизированную станцию мочевого анализа.

## Характеристики анализатора

- 60 тестов в час
- Позволяет получить объективные количественные результаты анализа
- Может служить стандартной скрининговой процедурой
- Информация о новых параметрах позволяет обнаружить эритроциты и инфекции мочевых путей
- Срочный вывод на дисплей предупреждения о наличии в пробе эритроцитов и инфекционных агентов
- Экономичный метод исследования, не требующий центрифугирования или окрашивания

| Комплектные Реагенты  | Объем          | Упаковка  |
|-----------------------|----------------|-----------|
| Жидкость обжимающая   | 5 л/баррель    | 1 баррель |
| Дилуэнт               | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Раствор стандартный   | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Жидкость фокусирующая | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контроль позитивный   | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контроль негативный   | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Детергент             | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |

# Автоматическая система для анализа мочи

## FUS-100&H-800



В анализаторе осадка мочи FUS-100 методы проточной цитометрии и цифрового распознавания образов используются для высокоточного и надежного количественного анализа компонентов мочи. FUS-100 в комплекте с автоматическим анализатором мочи H-800 образует полностью автоматизированную рабочую станцию.

### Характеристики системы

- В сочетании с DIRUI H-800 позволяет выполнять полный анализ до 60 образцов в час
- Использование технологии цифрового распознавания образов делает возможным высокоточное распознавание компонентов осадка мочи
- Не требует центрифугирования или окрашивания проб
- Используемые расходные материалы не представляют опасности для окружающей среды и не требуют особых условий утилизации
- Благодаря удобному дизайну обслуживание и работа анализатора занимает считанные минуты
- Полная система контроля качества позволяет получать точные и надежные результаты
- Послепродажная поддержка и обслуживание отвечают мировым стандартам

| Тест-полоски          | Объем          | Упаковка  |
|-----------------------|----------------|-----------|
| DIRUI H10-800         | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H11-800         | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H12-800MA       | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H13-Cr(H-800)   | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| DIRUI H14-Ca(H-800)   | 100 шт/бутылка | 1 бутылка |
| Комплектные Реагенты  | Объем          | Упаковка  |
| Жидкость обжимающая   | 5 л/баррель    | 1 баррель |
| Дилуэнт               | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Детергент             | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Раствор стандартный   | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Жидкость фокусирующая | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контроль позитивный   | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контроль негативный   | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |

# FUS-1000

Гибридный анализатор мочи

Новинка



FUS-1000 представляет собой компактный гибридный прибор последнего поколения, разработанный для небольших лабораторий с малой загруженностью. В подобных лабораториях на замену отдельным полу-автоматическим уриноанализаторам и анализаторам осадка в моче приходит именно гибридное оборудование. FUS-1000 способствует автоматизации и стандартизации небольших лабораторий.

## Особенности продукции

- Стабильная производительность: 60 тестов/час
- Высоко-автоматизированный прибор, компактный дизайн 3 в 1
- Более полные клинические данные (12 параметров осадков + 14 хим. параметров + 3 физ. параметра)
- Автономная работа с непрерывной загрузкой 50 проб

| Тест-полоски | Объем         | Упаковка                  |
|--------------|---------------|---------------------------|
| FUS-10 II    | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |
| FUS-11 II    | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |
| FUS-11MA II  | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |
| FUS-12MA II  | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |
| FUS-13Cr II  | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |
| FUS-14Ca II  | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |

| Комплектные Реагенты                                               | Объем                                                                         | Упаковка  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Жидкость обжимающая II                                             | 10л/баррель                                                                   | 1 баррель |
| Жидкость обжимающая II                                             | 20л/баррель                                                                   | 1 баррель |
| Детергент                                                          | 500мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| Дилуэнт                                                            | 500мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| Очищающий реагент II                                               | 500мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| FE Жидкость фокусирующая В II                                      | 125мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| FE Контроль II Позитивный контроль Уровень 3                       | 125мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| FE Контроль II Негативный контроль                                 | 125мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| FE Калибратор II                                                   | 125мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| Жидкость промывочная для рефрактометра и турбидиметра              | 50мл/бутылка                                                                  | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 1 | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 2 | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 3 | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость калибровочная для определения удельного веса мочи         | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для турбидиметра уровень 1                    | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для турбидиметра уровень 2                    | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость калибровочная для турбидиметра                            | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля красного цвета                               | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля зеленого цвета                               | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля синего цвета                                 | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Контроль мочи (позитивный)                                         | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Контроль мочи (негативный)                                         | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Контроль для анализа электропроводности мочи                       | Уровень 1 1х60мл/бутылка<br>Уровень 2 1х60мл/бутылка                          | 1 коробка |
| Калибратор для анализа электропроводности мочи                     | Уровень 1 1х3мл/бутылка<br>Уровень 2 1х3мл/бутылка<br>Уровень 3 1х3мл/бутылка | 1 коробка |

## FUS-2000

### Гибридный анализатор мочи



FUS-2000 является полностью автоматизированной интегрированной системой анализа мочи, который не только позволяет получать результаты биохимического анализа мочи и анализа форменных элементов мочи, но и предоставляет подлинные физические изображения каждого форменного элемента.

### Характеристики анализатора

- Высокая производительность: Гибридный режим/Форменных элементов анализа режим 120 тестов/час, Сухой химии анализа режим 240 тестов/час
- Объем пробы: Гибридный режим/Форменных элементов анализа режим: Минимальный объем: 3 мл, аспирационный объем: 1,8мл
- Простой и компактный дизайн 2 в 1
- Решения для стандартизованного анализа мочи
- Автономная работа с непрерывной загрузкой 50/270 проб (по выбору)
- Дизайн, удобный для пользователя, простое оперирование и удобное техническое обслуживание
- Объем памяти: 100 000
- Сетевой порт, RS-232, USB
- Принтер: Внешний принтер

### Биохимический анализ мочи

- Производительность: 240 тестов в час
- Объем пробы: Минимальный объем: 2 мл, аспирационный объем: 1мл
- Параметры анализа: Уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитрит, лейкоциты, глюкоза, рН, креатинин, кальций, витамин С, микроальбумин, удельный вес, цвет, мутность
- Принципы: Фотоэлектрическая колориметрия
- Длина волны: 525нм, 572нм, 610 нм, 660нм
- Максимальная загрузка полосок: 200 полосок

### Форменные элементы мочи

- Производительность: 120 тестов в час
- Объем пробы: Минимальный объем: 3мл, аспирационный объем: 1,8мл
- Параметры анализа: Эритроциты, лейкоциты, плоские эпителиальные клетки, неплоские эпителиальные клетки, гиалиновые цилиндры, недифференцированные цилиндры, слизь, бактерии, дрожжи, скопление эритроцитов, сперматозоиды
- Параметры исследования: Данные эритроцитов
- Принципы: Проточная цитометрия, Технология цифрового воспроизведения изображения, Программное обеспечение All

# FUS-2000

Гибридный анализатор мочи

| Тест-полоски    | Объем          | Упаковка                 |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| DIRUI H10-800   | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |
| DIRUI H11-800   | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |
| DIRUI H11-800MA | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |
| DIRUI H12-800MA | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |
| DIRUI H13-Cr    | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |
| DIRUI H14-Ca    | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |
| FUS-10          | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |
| FUS-11          | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |
| FUS-11MA        | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |
| FUS-12MA        | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |
| FUS-13Cr        | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |
| FUS-14Ca        | 100 шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт IC карта |

| Комплектные Реагенты                                               | Объем          | Упаковка  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Жидкость обжимающая                                                | 20л/баррель    | 1 баррель |
| Дилуэнт                                                            | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Детергент                                                          | 500 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Раствор стандартный                                                | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Жидкость фокусирующая                                              | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контроль позитивный                                                | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Контроль негативный                                                | 125 мл/бутылка | 1 бутылка |
| Жидкость промывочная для рефрактометра и турбидиметра              | 50 мл/бутылка  | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 1 | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 2 | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 3 | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для турбидиметра Уровень 1                    | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для турбидиметра Уровень 2                    | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля красного цвета                               | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля зеленого цвета                               | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля синего цвета                                 | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость калибровочная для определения удельного веса мочи         | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Жидкость калибровочная для турбидиметра                            | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Контроль мочи (позитивный)                                         | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |
| Контроль мочи (негативный)                                         | 8 мл/бутылка   | 1 бутылка |

# FUS-3000Plus

Гибридный анализатор мочи

Новинка



Гибридный анализатор мочи FUS-3000Plus, является новым продуктом от компании DIRUI и обладает улучшенными клиническими параметрами, функциями и производительностью.

## Особенности продукции

- Производительность: Гибридный режим/Форменных элементов анализа режим 120 тестов/час, Сухой химии анализа режим 240 тестов/час
- Высоко-автоматизированный прибор, компактный дизайн 3 в 1
- Более полные клинические данные (25 параметров осадков + 14 хим. параметров + 4 физ. параметра)
- Автономная работа с непрерывной загрузкой 50/270 проб (по выбору)

| Тест-полоски | Объем         | Упаковка                  |
|--------------|---------------|---------------------------|
| FUS-10 II    | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |
| FUS-11 II    | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |
| FUS-11MA II  | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |
| FUS-12MA II  | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |
| FUS-13Cr II  | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |
| FUS-14Ca II  | 100шт/бутылка | 10 бутылок+1 шт CPU карта |

| Описание                                                           | Объем                                                                         | упаковки  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Жидкость обжимающая                                                | 20л/баррель                                                                   | 1 баррель |
| Детергент                                                          | 500мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| Дилуэнт                                                            | 500мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| Очищающий реагент II                                               | 500мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| FE Жидкость фокусирующая B II                                      | 125мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| FE Контроль II Позитивный контроль Уровень 3                       | 125мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| FE Контроль II Негативный контроль                                 | 125мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| FE Калибратор II                                                   | 125мл/бутылка                                                                 | 1 бутылка |
| Жидкость промывочная для рефрактометра и турбидиметра              | 50мл/бутылка                                                                  | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 1 | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 2 | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для определения удельного веса мочи Уровень 3 | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость калибровочная для определения удельного веса мочи         | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для турбидиметра уровень 1                    | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость контрольная для турбидиметра уровень 2                    | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость калибровочная для турбидиметра                            | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля красного цвета                               | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля зеленого цвета                               | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Жидкость для контроля синего цвета                                 | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Контроль мочи (позитивный)                                         | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Контроль мочи (негативный)                                         | 8мл/бутылка                                                                   | 1 бутылка |
| Контроль для анализа электропроводности мочи                       | Уровень 1 1х60мл/бутылка<br>Уровень 2 1х60мл/бутылка                          | 1 коробка |
| Калибратор для анализа электропроводности мочи                     | Уровень 1 1х3мл/бутылка<br>Уровень 2 1х3мл/бутылка<br>Уровень 3 1х3мл/бутылка | 1 коробка |

# Контрольные растворы

Система анализа мочи



Контрольные растворы (положительный и отрицательный) для анализа мочи - оригинальный продукт DIRUI, предназначенный для проверки качества мочевых полосок и работы анализаторов мочи.

С помощью этих контрольных растворов можно проверить 13 различных параметров анализа мочи - Уробилиноген, Билирубин, Кетоны, Скрытая кровь, Белок, Нитриты, Лейкоциты, Глюкоза, Удельный вес, pH, Микроальбумин, Креатинин, Кальциурия.

## Свойства продукта

- Жидкая готовая к использованию форма позволяет избежать преаналитических ошибок при подготовке реагентов к работе.
- Не содержит компонентов человеческой мочи, поэтому нет риска возможного заражения персонала.
- Все компоненты реагентов контрольных растворов нетоксичные и экологически чистые

| Реагенты                   | Объем        | Упаковка  |
|----------------------------|--------------|-----------|
| Контроль мочи (позитивный) | 8 мл/бутылка | 4 бутылки |
| Контроль мочи (негативный) | 8 мл/бутылка | 4 бутылки |

# Мочевые тест-полоски DIRUI

| Название полосок                 |                       | Назначение  |  | Анализатор мочи<br>DIRUI |        |              | Аскорбиновая кислота |    |       |              |       |           |         | Упаковка             |               |           |                |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|--|--------------------------|--------|--------------|----------------------|----|-------|--------------|-------|-----------|---------|----------------------|---------------|-----------|----------------|
|                                  |                       |             |  | Лейкоцит                 | Нитрит | Уробилиноген | Белок                | pH | Кровь | Удельный Вес | Кетон | Билирубин | Глюкоза | Аскорбиновая кислота | Микроальбумин | Креатинин | Кальций        |
| DIRUI H14-Ca(H-800)              | Анализатор/визуальные | H-800       |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •                    | •             | •         | •              |
| DIRUI H13-Cr(H-800)              | Анализатор/визуальные | H-800       |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •                    | •             | •         |                |
| DIRUI H12-800MA                  | Анализатор/визуальные | H-800       |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •                    | •             |           |                |
| DIRUI H11-800                    | Анализатор/визуальные | H-800       |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •                    |               |           |                |
| DIRUI H10-800                    | Анализатор/визуальные | H-800       |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI H14-Ca                     | Анализатор/визуальные | H-100/H-500 |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •                    | •             | •         | •              |
| DIRUI H13-Cr                     | Анализатор/визуальные | H-100/H-500 |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •                    | •             | •         |                |
| DIRUI H11- MA                    | Анализатор/визуальные | H-100/H-500 |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       |                      | •             |           |                |
| DIRUI H11- MA(N)                 | Анализатор/визуальные | H-100/H-500 |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •                    | •             |           |                |
| DIRUI H11                        | Анализатор/визуальные | H-100/H-500 |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •                    |               |           |                |
| DIRUI H10                        | Анализатор/визуальные | H-100/H-500 |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI H2-Cr                      | Анализатор/визуальные | H-100/H-500 |  | •                        | •      | •            | •                    |    | •     | •            | •     | •         | •       | •                    | •             | •         | 100 шт/бутылка |
| DIRUI M10                        | Анализатор/визуальные |             |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI E10                        | Анализатор/визуальные |             |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI A10                        | Анализатор/визуальные |             |  | •                        | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI 9 ITEMS                    | Визуальные            |             |  |                          | •      | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI 8 ITEMS                    | Визуальные            |             |  |                          |        | •            | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI 5 ITEMS                    | Визуальные            |             |  |                          |        |              | •                    | •  | •     | •            | •     | •         | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI 4 ITEMS(PRO, pH, SG, GLU)  | Визуальные            |             |  |                          |        |              | •                    | •  |       | •            |       |           | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI 4 ITEMS(PRO, pH, BLD, GLU) | Визуальные            |             |  |                          |        |              | •                    | •  | •     |              |       |           | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI 3 ITEMS(PRO, pH, GLU)      | Визуальные            |             |  |                          |        |              | •                    | •  |       |              |       |           | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI 2 ITEMS(KET, GLU)          | Визуальные            |             |  |                          |        |              |                      |    |       |              | •     |           | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI 2 ITEMS(PRO, GLU)          | Визуальные            |             |  |                          |        |              | •                    |    |       |              |       |           | •       |                      |               |           |                |
| DIRUI PROTEIN                    | Визуальные            |             |  |                          |        |              | •                    |    |       |              |       |           |         |                      |               |           |                |
| DIRUI KETONE                     | Визуальные            |             |  |                          |        |              |                      |    |       |              | •     |           |         |                      |               |           |                |
| DIRUI GLUCOSE                    | Визуальные            |             |  |                          |        |              |                      |    |       |              |       |           | •       |                      |               |           |                |

# Мочевые тест-полоски DIRUI

| Название полосок | Назначение            | Гибридный анализатор мочи | Аскорбиновая кислота |        |              |       |    |       |              |       |           |         | Упаковка |                      |               |                                  |
|------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------|--------------|-------|----|-------|--------------|-------|-----------|---------|----------|----------------------|---------------|----------------------------------|
|                  |                       |                           | Лейкоцит             | Нитрит | Уробилиноген | Белок | pH | Кровь | Удельный Вес | Кетон | Билирубин | Глюкоза |          | Аскорбиновая кислота | Микроальбумин | Креатинин                        |
| FUS-14Ca II      | Анализатор/визуальные | FUS-1000/FUS-3000PLUS     | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             | 10×100 шт/бутылка+1 шт CPU карта |
| FUS-13Cr II      | Анализатор/визуальные | FUS-1000/FUS-3000PLUS     | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| FUS-12MA II      | Анализатор/визуальные | FUS-1000/FUS-3000PLUS     | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| FUS-11MA II      | Анализатор/визуальные | FUS-1000/FUS-3000PLUS     | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| FUS-11 II        | Анализатор/визуальные | FUS-1000/FUS-3000PLUS     | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| FUS-10 II        | Анализатор/визуальные | FUS-1000/FUS-3000PLUS     | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| FUS-14Ca         | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| FUS-13Cr         | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| FUS-12MA         | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             | 10× 100 шт/бутылка+1 шт IC карта |
| FUS-11MA         | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| FUS-11           | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| FUS-10           | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| H14-Ca           | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| H13-Cr           | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| H12-800MA        | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| H11-800MA        | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             |                                  |
| H11-800          | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             | •                                |
| H10-800          | Анализатор/визуальные | FUS-2000                  | •                    | •      | •            | •     | •  | •     | •            | •     | •         | •       | •        | •                    | •             | •                                |



121374, г. Москва,  
Кутузовский проспект, 88  
[mail@helicon.ru](mailto:mail@helicon.ru)



8 800 770 71 21  
[www.helicon.ru](http://www.helicon.ru)

#### ФИЛИАЛЫ:

##### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:

630090 г. Новосибирск,  
ул. Инженерная, д. 28  
Тел.: +7 (383) 207-84-85  
[novosibirsk@helicon.ru](mailto:novosibirsk@helicon.ru)

##### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:

195220 г. Санкт-Петербург,  
ул. Гжатская, д. 22, корп. 1  
Тел.: +7 (812) 244-85-52  
[spb@helicon.ru](mailto:spb@helicon.ru)

##### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:

420021 г. Казань,  
ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201  
Тел.: +7 (843) 202-33-37  
[volga@helicon.ru](mailto:volga@helicon.ru)

##### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:

344116 г. Ростов-на-Дону,  
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а  
Тел.: +7 (863) 294-87-66  
[rostov@helicon.ru](mailto:rostov@helicon.ru)