

Системный подход
для решения задач клинико-диагностической лаборатории



АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

EX-D/EX-Ds/EX-Ca

Автоматические анализаторы электролитов EX серии, JOKOH, Япония
Для малых, средних и больших лабораторий, а также отделений гемодиализа

- Можно использовать в детских лечебных учреждениях благодаря минимальным объемам аспирируемых образцов и возможности работы в микрорежиме
- Уменьшение общего расхода реагентов благодаря использованию отдельных упаковок, а не паков, для их замены по мере использования
- Все реагенты имеют длительный срок хранения как в запечатанном, так и открытом виде
- Электроды имеют длительный срок службы и не требуют специального обслуживания
- Автоматический податчик с загрузкой до 20 проб одновременно в модели EX-D

EX-Ds



Основные характеристики

Определяемые параметры анализаторов EX-D, EX-Ds	Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻
Определяемые параметры анализаторов EX-Ca	Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , pH
Вычисляемые параметры	cCa ⁺⁺
Измеряемые виды проб	■ сыворотка ■ плазма ■ моча ■ цельная кровь ■ растворы для гемодиализа

EX-Ca



- Производительность 60 – 100 проб/час
- Объем крови от 95 мкл, в микрорежиме до 60 мкл
- Возможность измерения срочной пробы
- Сенсорные датчики потока гарантируют точность забираемого объема образца
- Автоматический контроль состояния электродов с выводом на печать графического отображения остаточного срока службы электродов
- Встроенная программа контроля качества
- Встроенная внутренняя память: 500 проб пациентов, 100 контролей
- Встроенный термопринтер
- Возможность подключения сканера штрих-кодов
- Возможность подключения внешнего принтера
- Возможность подключения к ЛИС/ГИС

EX-D

