



Биохимические реагенты

helicon

mindray
healthcare within reach



Каждая капля на счету ***Биохимические реагенты***

- Системная упаковка для биохимических анализаторов Миндрей
- Стабильные, жидкие и готовые к использованию
- Экономичные – минимальный мертвый объем и оптимизированное соотношение R1 к R2
- Надежные результаты – широкий диапазон линейности, хорошая воспроизводимость и защищенность от интерференции.
- Обширное меню тестов – включает ферменты, субстраты, специфические белки и электролиты

Печеночный профиль

Тест	Кат. No.	Фасовка		Метод
		R1	R2	
Аланин-аминотрансфераза (ALT)	ALT0102	4×35ml	2×18ml	Кинетика, IFCC
	ALT0103	6×40ml	2×32ml	
	ALT0105	2×250ml	1×125ml	
Аспартат-аминотрансфераза (AST)	AST0102	4×35ml	2×18ml	Кинетика, IFCC
	AST0103	6×40ml	2×32ml	
	AST0105	2×250ml	1×125ml	
Щелочная фосфатаза (ALP)	ALP0102	4×35ml	2×18ml	Кинетика, AMP буфер
	ALP0103	6×40ml	2×32ml	
	ALP0105	2×250ml	1×125ml	
γ - Глутамил Трансфераза (γ-GT)	GGT0102	4×35ml	2×18ml	Кинетика, IFCC
	GGT0103	6×40ml	2×32ml	
	GGT0105	2×250ml	1×125ml	
Билирубин прямой (D-Bil)	DBI0102	4×20ml	1×20ml	Конечная точка, DSA
	DBI0103	4×32ml	4×8ml	
	DBI0105	2×250ml	1×125ml	
Билирубин прямой (D-Bil)	DBI0202	4×35ml	2×18ml	Конечная точка, VOX
	DBI0203	4×38ml	2×20ml	
	DBI0205	2×250ml	1×125ml	
Билирубин общий (T-Bil)	TBI0102	4×20ml	1×20ml	Конечная точка, DSA
	TBI0103	4×32ml	4×8ml	
	TBI0105	2×250ml	1×125ml	
Билирубин общий (T-Bil)	TBI0202	4×35ml	2×18ml	Конечная точка, VOX
	TBI0203	4×38ml	2×20ml	
	TBI0205	2×250ml	1×125ml	
Общий белок (TP)	TP0102	4×40ml		Конечная точка, биуретовый метод
	TP0103	6×40ml		
	TP0105	4×250ml		
Альбумин (ALB)	ALB0102	4×40ml		Конечная точка, бромкрезоловый зеленый
	ALB0103	6×40ml		
	ALB0105	4×250ml		



Тест	Кат. No.	Фасовка		Метод
		R1	R2	
Общие желчные кислоты (TBA)	TBA0102	2×30ml	1×20ml	Кинетика, ферментативная циклическая реакция
	TBA0103	4×40ml	2×28ml	
	TBA0105	1×240ml	1×80ml	
Преальбумин (РА)	PA0102	1×40ml	1×15ml	Конечная точка, иммунотурбидиметрия
	PA0103	1×40ml	1×15ml	
	PA0105	1×240ml	1×90ml	

Почечный профиль

Тест	Кат. No.	Фасовка		Метод
		R1	R2	
Мочевина (UREA)	URE0102	4×35ml	2×18ml	Фиксированное время, УФ метод, уреазы - глутаматдегидрогеназа
	URE0103	6×40ml	2×32ml	
	URE0105	2×250ml	1×125ml	
Креатинин (CREA)	CRE0102	3×35ml	3×35ml	Фиксированное время, модифицированный метод Яффе
	CRE0103	4×40ml	4×40ml	
	CRE0105	2×250ml	2×250ml	
Креатинин (CREA)	CRE0202	2×30ml	1×20ml	Конечная точка, ферментативный, саркозиноксидаза
	CRE0203	4×40ml	2×28ml	
	CRE0205	3×250ml	1×250ml	
Мочевая кислота (UA)	UA0102	4×40ml	2×20ml	Конечная точка, уриказы - пероксидаза
	UA0103	6×40ml	2×32ml	
	UA0105	2×250ml	1×125ml	

Кардиологический профиль

Тест	Кат. No.	Фасовка		Метод
		R1	R2	
Креатинкиназа (CK)	CK0102	2×40ml	1×20ml	Кинетика, IFCC
	CK0103	4×38ml	2×20ml	
	CK0105	2×250ml	1×125ml	
Креатинкиназа-MB (CK-MB)	CKB0102	2×40ml	1×20ml	Кинетика, IFCC
	CKB0103	4×38ml	2×20ml	
	CKB0105	2×250ml	1×125ml	
Лактатдегидрогеназа (LDH)	LDH0102	4×35ml	2×18ml	Кинетика, IFCC
	LDH0103	6×40ml	2×32ml	
	LDH0105	2×250ml	1×125ml	
α - гидроксibuтират- дегидрогеназа (α-HBDH)	HBD0102	4×35ml	2×18ml	Кинетика, IFCC
	HBD0103	6×40ml	2×32ml	
	HBD0105	2×250ml	1×125ml	

Иммунотурбидиметрия

Тест	Кат. No.	Фасовка		Метод
		R1	R2	
Иммуноглобулин А (IgA)	IGA0102	1×40ml	1×20ml	Конечная точка, иммунотурбидиметрия
	IGA0103	1×40ml	1×20ml	
	IGA0105	1×250ml	1×125ml	
Иммуноглобулин G (IgG)	IGG0102	1×40ml	1×20ml	Конечная точка, иммунотурбидиметрия
	IGG0103	1×40ml	1×20ml	
	IGG0105	1×250ml	1×125ml	
Иммуноглобулин M (IgM)	IGM0102	1×40ml	1×10ml	Конечная точка, иммунотурбидиметрия
	IGM0103	1×40ml	1×10ml	
	IGM0105	1×240ml	1×60ml	
C3 комплемент (C3)	C30102	1×40ml	1×20ml	Конечная точка, иммунотурбидиметрия
	C30103	1×40ml	1×20ml	
	C30105	1×250ml	1×125ml	

Тест	Кат. No.	Фасовка		Метод
		R1	R2	
C4 компонент (C4)	C40102	1×40ml	1×15ml	Конечная точка, иммунотурбидиметрия
	C40103	1×40ml	1×15ml	
	C40105	1×240ml	1×90ml	
С-реактивный белок (CRP)	CRP0102	1×40ml	1×10ml	Конечная точка, иммунотурбидиметрия
	CRP0103	1×40ml	1×10ml	
	CRP0105	1×240ml	1×60ml	

Липидный профиль

Тест	Кат. No.	Фасовка		Метод
		R1	R2	
Общий холестерин (ТС)	TC0102	4×40ml		Конечная точка, холестеролоксидаза – пероксидаза
	TC0103	6×40ml		
	TC0105	4×250ml		
Триглицериды (TG)	TG0102	4×40ml		Конечная точка, GPO – POD
	TG0103	6×40ml		
	TG0105	4×250ml		
Холестерин ЛПВП (HDL-C)	HDL0102	1×40ml	1×14ml	Конечная точка, прямое определение
	HDL0103	4×40ml	2×28ml	
	HDL0105	3×250ml	1×250ml	
Холестерин ЛПНП (LDL-C)	LDL0102	1×40ml	1×14ml	Конечная точка, прямое определение
	LDL0103	4×40ml	2×28ml	
	LDL0105	3×250ml	1×250ml	
Аполипопротеин A1 (ApoA1)	APA0102	1×35ml	1×12ml	Конечная точка, иммунотурбидиметрия
	APA0103	4×40ml	2×28ml	
	APA0105	1×240ml	1×80ml	
Аполипопротеин B (ApoB)	APB0102	1×35ml	1×12ml	Конечная точка, иммунотурбидиметрия
	APB0103	4×40ml	2×28ml	
	APB0105	1×240ml	1×80ml	
Липопротеин (a) [LP(a)]	LPA0102	2×32ml	1×8ml	Конечная точка, иммунотурбидиметрия
	LPA0103	4×40ml	2×10ml	
	LPA0105	3×250ml	1×75ml	

Электролиты

Тест	Кат. No.	Фасовка		Метод
		R1	R2	
Кальций (Ca)	CA0102	4×40ml		Конечная точка, арсеназо III
	CA0103	6×40ml		
	CA0105	4×250ml		
Магний (Mg)	MG0102	4×40ml		Конечная точка, ксилидиновый синий
	MG0103	6×40ml		
	MG0105	4×250ml		
Неорганический фосфор (P)	P0102	4×40ml		Конечная точка, фосфолибдат
	P0103	6×40ml		
	P0105	4×250ml		

Диабет

Тест	Кат. No.	Фасовка		Метод
		R1	R2	
Глюкоза (Glu)	GLU0102	4×40ml	2×20ml	Конечная точка, глюкозооксидаза – пероксидаза
	GLU0103	4×40ml	2×20ml	
	GLU0105	2×250ml	1×125ml	
Глюкоза (Glu)	GLU0202	4×36ml	2×34ml	Конечная точка, гексокиназа
	GLU0203	4×40ml	2×40ml	
	GLU0205	2×250ml	1×250ml	

Поджелудочная железа

Тест	Кат. No.	Фасовка		Метод
		R1	R2	
α-амилаза (α-AMY)	AMY0102	1×38ml	1×10ml	Кинетика, IFCC
	AMY0103	4×20ml	2×10ml	
	AMY0105	2×250ml	1×125ml	

Биохимические реагенты



121374, г. Москва,
Кутузовский проспект, 88
mail@helicon.ru



8 800 770 71 21
www.helicon.ru

ФИЛИАЛЫ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:

630090 г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 28
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:

195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 22, корп. 1
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:

420021 г. Казань,
ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:

344116 г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 294-87-66
rostov@helicon.ru