

MW-12A

Устройство для промывки микропланшетов

- Для лунок с плоским, коническим и U-образным дном
- 2 режима для 8- и 12- луночных стрипов
- Автоматическое обнаружение дна и защита от столкновения
- Программируемое время перемешивания и замачивания
- До 100 определяемых пользователем протоколов
- Перекрестная аспирация
- Встроенная автоматическая программа самодиагностики
- Система автоматического контроля жидкостей




mindray
healthcare within reach

MW-12A

Устройство для промывки микропланшетов

Техническая спецификация

Программ промывки	До 100
Циклов промывки	от 0 до 9
Дозируемый объём	от 50 до 3 000 мкл
Защита от столкновения с дном	автоматическая
Остаточный объём в лунке	< 2 мкл
Время замачивания	от 0 до 300 сек.
Время перемешивания	от 0 до 300 сек.
Рядность	1 x 8, 1 x 12
Стандартный набор флаконов	2 x 2 л (детергент), 1 x 2 л (слив) 1 x 2 л (вода дистиллированная)
Электропитание	100 - 240 В, 50 / 60 Гц.
Температура	5°C - 35°C
Влажность	15 - 85 %
Габариты	400 мм (длина) x 330 мм (ширина) 145 мм (высота)
Вес	7.2 Кг.



121374, г. Москва,
Кутузовский проспект, 88
mail@helicon.ru



8 800 770 71 21
www.helicon.ru

ФИЛИАЛЫ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:

630090 г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 28
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:

195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 22, корп. 1
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:

420021 г. Казань,
ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:

344116 г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 294-87-66
rostov@helicon.ru